



**DENTAL ARROYO  
SELECCIONADO**



Tel.: 91 711 45 08



676 17 04 78

[info@arroyoseleccionado.com](mailto:info@arroyoseleccionado.com)

[www.arroyoseleccionado.com](http://www.arroyoseleccionado.com)

Ofertas válidas hasta el  
30 de abril, salvo  
cambios imprevistos del  
fabricante o error  
tipográfico

Otros productos  
consultar

**Whatsapp 676 17 04 78**

Periodo de devolución  
14 días



# DENTAL ARROYO SELECCIONADO



Tel.: 91 711 45 08

676 17 04 78

[info@arroyoseleccionado.com](mailto:info@arroyoseleccionado.com)

[www.arroyoseleccionado.com](http://www.arroyoseleccionado.com)

## DISCOS PULIR SIN RIESGOS PARA ESMALTE

Mandril protegido para no dañar



Parte activa sin metal (no daña el esmalte)



No mancha los composites



Diámetro 12 mm  
64 piezas variadas + mandril

36 €

Mandril rosca  
12 €

## Reposiciones de 50 unidades (12 mm)



CHAMP G  
GRUESO

CHAMP M  
MEDIO

24 €



CHAMP F  
FINO



CHAMP SF  
SUPER FINO

No dañan el esmalte



24 discos (2 tamaños) + mandril

## DISCOS DE FIELTRO

Pulido y brillo de composites y cerámica

PVP 40,96 € + 1 diamond excel 2 gr. Gratis



## DIAMOND EXCEL



~~17,70 €~~

OFERTA 13,63 €

Solo composites, no cerámicas



**DENTAL ARROYO  
SELECCIDENT**



Tel.: 91 711 45 08

676 17 04 78

[info@arroyoseleccion.com](mailto:info@arroyoseleccion.com)

[www.arroyoseleccion.com](http://www.arroyoseleccion.com)

## SEPTO CONTACT FORMADOR DE PUNTOS CONTACTO

15



Juego con 2 instrumentos Rf. 10363T



**Ahorra  
segundas  
visitas**



**Empaquetamientos**

2 tamaños

Crea el punto de contacto en caries proximales



**Fotopolimerización  
a través del  
instrumento**

Presionar el punto de contacto por mesial  
o distal y fotopolimerizar al tiempo

**49 €**



## ESPEJOS ANTIVAHOS

(Imagen real)



Aguantan mejor los líquidos de desinfección, el autoclave y la limpieza sin rayarse

No se empañan y duran más

Se ve mejor

Cabo largo

Cabo corto




No se oxidan



Mango espejo CS  
Ref.: ML42917

Mango espejo SS  
Ref.: ML42950



**5,50 €**

Presentación  
cajas de 12

**7,50 €**

**12 A 3 €** cada espejo  
**24 A 2,55 €** cada espejo



## MODELO DE ORTODONCIA (Brackets cerámicos)

15



Parte Inferior

**25 €**

## MIRAHOLD-BLOCK

15

Abreboca de silicona elástico con 1 fijador a mejilla



**6 €**



Cemento de resina definitivo  
universal  
**CRU SELECCIDENT**



**AHORA**



1 jeringa con 7 gramos más cánulas

**Sin acido – sin adhesivo – sin coronas  
altas – sin problemas de humedad –  
sin bisfenol (Bis GMA)**

**Dual**

**4 productos en 1**

**Cementa todos los materiales**

**Reconstruye muñones**

**Repara cerámicas**

**Caries de cuello (evita que “salten”)**



## CRU SELECCIDENT

Cemento de resina definitivo universal  
Relleno nano



Jeringa doble de 7gr.

### PROBLEMA

### SOLUCIÓN



Las caries de cuello "saltan con facilidad"



Se adhiere mejor al cuello, y al composite

Los cementos en polvo y liquido pueden tener problemas de dosis y de mezcla



Automezcla perfecta y rápida

Pérdida de tiempo hasta que fragua



Fraguado 40 segundos con luz y 4 minutos sin luz

Con la humedad (barrillo dentinario) pueden despegarse



Hidrofílico, si hay humedad se adhiere mas

Dual, si no llega la luz, fragua solo

Fraguado anaerobico (sin presencia de oxígeno) no se desperdicia la última capa

Autograbante, sin adhesivo (grabar sólo el esmalte)

Libera fluor  
Radiopaco

Sin bisfenol (bis gma)

Ausencia de sensibilidad



## No usar adhesivo si hay retención adecuada



Ferulizaciones  
Grabar esmalte  
no abrasionado

No secar el diente,  
contiene agua natural,  
sólo removerla

Semipolimerizar uno  
o dos segundos el  
sobrante y quitar  
con instrumento



Coronas y puentes capa  
de 12 micras, no deja  
coronas altas



Perno muñón colado



Puentes de maryland



Inlay / onlay



Mantenimiento de espacio



Refuerzo de puentes y prótesis



## RECONSTRUCCIÓN DEL MUÑÓN.

Adhesión  
química al  
perno, esmalte  
y dentina



Comportamiento  
similar a la  
dentina  
natural

Para **todas** las superficies



**DENTAL ARROYO  
SELECDENT**



Tel.: 91 711 45 08



676 17 04 78

[info@arroyoselecdent.com](mailto:info@arroyoselecdent.com)

[www.arroyoselecdent.com](http://www.arroyoselecdent.com)



Cerámica sobre Circonio



Circonio sobre metal

En circonio y cerámica, microabrasionar o grabar para crear mejor retención mecánica

#### PROTOCOLO PARA REPARAR CERÁMICA



- 1- Descartar que no sea un problema de oclusión
- 2- Asperizar la superficie para crear retenciones
- 3- Grabar con ácido fluorhídrico
- 4- Aplicar silano
- 5- Aplicar cement URC, al tener 12 micras de grosor, deja más espacio para el opaquer y el composite



# DENTAL ARROYO SELECDENT



Tel.: 91 711 45 08



676 17 04 78

[info@arroyoselecdent.com](mailto:info@arroyoselecdent.com)

[www.arroyoselecdent.com](http://www.arroyoselecdent.com)

Si se ha utilizado eugenol, quitar con ácido antes de poner otro producto

4 productos en 1

Cementar, reconstruir, reparar  
cerámica y caries de cuello

## CRU SELECDENT



AHORA



1 jeringa con 7 gramos más cánulas

1 a 83€

2 a 79 €

4 a 72 €




## PERNOS SELECCIDENT

25

**Fibra de vidrio reforzada con resina**

- ✓ **Anatómicos modificables no debilitan la raíz**
- ✓ **Longitud adaptable, sin deshilacharse (sólo 4 tamaños)**
- ✓ **No se parten ni rotan**
- ✓ **Drills anatómicos, utilizables como Gates o Peesos, más robustos y para hueso**



Reposiciones:  
Caja de 10 pernos

15,50 € drill



1 caja 49,50€

4 cajas 38,50€ /caja.  
surtidos

Kit 20 surtidos+drills

~~pvp 182€~~

**Oferta 157€**

<https://www.youtube.com/watch?v=szeftT8zDAI>



Ver video



## PAPACARIE DÚO

Tratar caries sin turbina ni anestesia



Jeringa de 3 gr.

Ahora 3 veces más contenido, ahorra el 60%

~~PVP 141€~~

**OFERTA 129 €**

**1,43 € por carie**

- **Ahorra tiempo, material y pinchazos**
- Solo ataca al tejido o careado
- La dentina sana queda grabada
- Sin contraindicaciones
- Sin aerosoles



Acceso directo a la caries




Aplicar




Extender




Quitar con cureta/cucharilla



Superficie brillante



Ver vídeo



Contiene cloramina, con efecto bactericida dentro del túbulo





## GLASS LINER

Ionómero fotopolimerizable



Jeringa de 2 ml. con puntas

Resistencia  
(200 mpa.)

### Caries profundas



Cavidades  
irregulares sin  
quitar más dentina



Obturación definitiva de  
todo tipo de cavidades,  
especialmente si están  
cerca de pulpa

- **Evita segundas visitas por dolor**

- Rápido: una capa de hasta **5 mm.** y lámpara
- Ahorra ácido y adhesivo
- Mejora el resultado.

1ud. a 35,70 €  
2uds. a 32,70€/ud  
4 a **30,50 €/ud**



## MATRICES TORM

### Anatómicas

**•No deja escalones, como las matrices rectas**



Fácil colocación



Punto de contacto óptimo



Ideal extremos libres



Distal



Mesial

*Cómodo, económico, fácil, ahorro de tiempo*



**Kit presentación**  
12 pcs pequeñas  
12 pcs. Medianas  
12 pcs. Grandes  
1 pinza

REF	REPOSICIONES	PVP €
1003	1 CLIP	14
1311	12 MATRICES PEQ.	18
1312	12 MATRICES MED.	18
1313	12 MATRICES GRD.	18

**48 unidades surtidas**

**Oferta kit 65 €**

**(de 12 en 12)**

**61 €**

# MEJORE SU SONRISA



## CONSULTENOS



## DESENSIBILIZANTE KF

15

Concentración al 0,2 % o al 2%

- Previene la hiperestesia.

- Elimina la sensibilidad previa y durante el blanqueamiento, sin interferir.



- 0,2% Aplicar en casa desde dos semanas antes y durante el blanqueamiento.



- 2% Aplicar en clínica 10 minutos antes del blanqueamiento profesional).
- 5 Minutos de contacto con la boca abierta.
- Hidrata-PH casi neutro.

### Doble acción

Desensibilizante (nitrato potásico)

Remineralizante (floruro de sodio)

17,85 € unidad (OFERTA 3+2)

Resultante 10,71 € por caja



# DENTAL ARROYO SELECDENT



Tel.: 91 711 45 08

676 17 04 78

[info@arroyoselecdent.com](mailto:info@arroyoselecdent.com)

[www.arroyoselecdent.com](http://www.arroyoselecdent.com)

## WHITENESS PERFECT

Peróxido de carbamida al 10 % y 16 % para blanqueamiento en casa



Sin reservorio.  
Muy tixotrópico.  
Se aspira mejor.

Kit 5 jeringas (15gr)  
2 planchas férulas  
+ portaférulas + puntas

**69,96 €**

**1 jeringa 14 €**



**1 jer. 10,50 €**

Jeringa de 3 gramos

**Dura entre 12 y 15 días**

Hidrata y PH casi neutro

Kit 50 jer.

~~PVP 477,12 €~~

**OFERTA 372,15 €**

**Jeringa 7,44 €**





## WHITENESS HP AUTOMIX

35 % peróxido de hidrógeno (uso clínico)



- **Evita la sensibilidad, producida por las lámparas de uso profesional.**

- **Neutraliza la posible quemadura.**

- Dientes más hidratados, PH neutro, no desmineraliza

- **Remineraliza**, reduciendo sensibilidad.

**Dos pases de 15 minutos, o tres pases de 8 minutos en una sola sesión, aclarando entre pases.**

### Kit 5 g de HP AUTOMIX

- 1 jeringa de whiteness hp automix con 5g
- 5 puntas automezcla
- 1 jeringa de top dam con 2g.
- 1 frasco de solución neutralize con 2g (neutralizador de peróxido)



No cambia de color, mejor control

**Si se aplica pincelando en lugar de con la punta, pueden salir 4 casos (16 € paciente)**

**Jeringa 5gr a 87,81 €**

**OFERTA  
3+1 GRATIS**



## AQUAFLUOR

### Sellador desensibilizante de uso profesional



59€

10 ml

Barniz-resina de fluoruro de sodio, dihidrofluoruro de bis(hidroxietil)-aminopropil-N-hidroxietil-octadecilamina

- ✓ Evita incrustaciones de restos de café, vino, tabaco,...los blanqueamientos duran más.
- ✓ No amarillea los dientes.
- ✓ Pueden comer a los 15 minutos.
- ✓ Aplicación única. Efecto inmediato y duradero.
- ✓ Se seca con aire.



Caries de  
cuello



Cavidades



Tallados

- Prevención de caries en ortodoncia.
- Protección de caries en adultos y niños.



## Whiteness Super-endo



Jeringa 3 gr.

15

## Aclareamiento interno de dientes desvitalizados (uso clínico)

Carbámidá al 37%, aplicación directa, sin mezclas, no se pega, fácil retirada, viscosidad cómoda.

Sellar la raíz con cemento y tratar antes del blanqueamiento clásico



Sellar 3 o 4 días  
Repetir 2 o 3 veces

PVP 69 €  
**OFERTA**  
**51,75 €**

**70 usos**



## WHITENESS RM

Removedor de manchas

“Peeling” dental

**Facilita la penetración de otros productos**

ICON, remineralización, adhesivos, flúor, blanqueamientos (aplicar 10 minutos antes del blanqueamiento en clínica)

15



Mancha Blanca

Microabrasión en manchas blancas



Microabrasión  
Remineralización

Remineralización



Fluorosis



Mejor limpieza

~~46,76 €~~

**39,75 €**



Litio + Ácido clorhídrico al 6%

Ver video



[https://www.youtube.com/watch?v=cBIWyT8\\_RKE](https://www.youtube.com/watch?v=cBIWyT8_RKE)



## TOP DAM

Protector gingival

- **Protección de filtraciones** de ácido a través de la junta del dique
- No irrita los tejidos gingivales
- Excelente poder de sellado



Jeringa de 2 gramos azul

Resina fotocurable que sustituye al dique de goma

30,54 € UNIDAD

**OFERTA 4+2**

**(precio resultante 20,36 €)**

## ABREBOCAS ARCFLEX

Aleja los labios y lengua y expone los arcos dentales de forma cómoda y segura



**OFERTA 12,59 €**



- Retractor labial (o abre boca).
- Protección para lengua.
- Descanso de mordida.
- Extremamente cómodo y seguro.
- Autoclavable.

Desmontable para facilitar la desinfección y esterilización

Deformable para disminuir su tamaño



# DENTAL ARROYO SELECCIONADO



Tel.: 91 711 45 08

676 17 04 78

[info@arroyoseleccionado.com](mailto:info@arroyoseleccionado.com)

[www.arroyoseleccionado.com](http://www.arroyoseleccionado.com)

15

## VITTRA UNIQUE

Composite camaleónico, para todos los colores



Diastema



Cierre




Blanqueamiento

Evita retirar el composite en caso de blanqueamiento posterior



La canforoquinona amarillea el composite



No cambia el color de las carillas

Fluorescencia natural



Con tecnología aps, más profundidad sin amarillear

Jeringa de 4 gr o 20 cápsulas **58,14 €** No bis gma

**50% DTO.**

**2+2 GRATIS  
29 € Resultante**





# DENTAL ARROYO SELECCIONADO



Tel.: 91 711 45 08



676 17 04 78

[info@arroyoseleccionado.com](mailto:info@arroyoseleccionado.com)

[www.arroyoseleccionado.com](http://www.arroyoseleccionado.com)

15




## VITTRA UNIQUE FLOW Camaleónico



(Unicromático, menos stock)

- Capas de 2 ml.
- Cuellos, fondos, chimeneas, ataches, niños ...
- Usar antes del blanqueamiento dental

**En ataches, se mimetiza con la pieza**



Jeringas de 2 gr.  
+ 10 puntas

**44,14 €**

**3 Jeringas +  
1 Unique de 2 gr.  
GRATIS  
Resultante 33,10 €**





## VITTRA FLOW



Jeringa de 2 gr.

- Densidad media, no gotea
- Submicrométrico
- 70% carga inorgánica
- Más estético y mejor pulido
- Sistema APS, color más estable
- Fondos, carillas



- 8 Colores y Opaquer (chimeneas)

### OFERTA

Comprando 2 unidades

Cartucho 50 ml. Silic One Clear Body I

GRATIS

44,14 €/u.

6 Cánulas de plástico y 6 metálicas

(reposiciones sueltas)





# DENTAL ARROYO SELECCIONADO



Tel.: 91 711 45 08

676 17 04 78

[info@arroyoseleccionado.com](mailto:info@arroyoseleccionado.com)

[www.arroyoseleccionado.com](http://www.arroyoseleccionado.com)

15

## ADHESIVO AMBAR APS



6 ml



El único que no amarillea

No cambia el color de las carillas

Ideal con humedad, próxima a encía y dentina

Para todos los composites



Sale una gota, no echa de más



Adhesión más duradera

No afecta al color del bracket cerámico

390 gotas 66,22€ + 6 jerin. ácido fosforic. 37 %  
gratis





# DENTAL ARROYO SELECCIONADO



Tel.: 91 711 45 08



676 17 04 78

[info@arroyoseleccionado.com](mailto:info@arroyoseleccionado.com)

[www.arroyoseleccionado.com](http://www.arroyoseleccionado.com)

15

## ADHESIVO AMBAR APS UNIVERSAL



5 ml



**Sale una gota,  
no echa de más**

Grabado ácido total y  
**autograbante en esmalte  
y dentina**

**El único que no amarillea**

Ideal con humedad,  
próxima a encía y dentina


**Para todos los composites**

Adhesión más  
duradera



~~PVP 85,99 €~~

**OFERTA 66,21 €**



**No cambia el color  
de las carillas**



**30%  
D.T.O.**

**Kit**

**Vittra Unique**

**+**

**Ambar Universal**

~~126,78 €~~

**Oferta 88,94 €**





## AMBAR APS PLUS UNIVERSAL

Adhesivo más silano




Autograbado, grabado **selectivo** en esmalte y grabado **total** (esmalte y dentina)



3 ml (250 usos)

Incoloro y no desperdicia ni una gota



- Dual, polimeriza con o sin luz (“iniciar” antes)
- **Muy tolerante a la humedad**
- **Adhesión a dentina, metal y circonio**
- Elimina posibles errores por reducción de pasos
- **Reparación de cerámica sin silano**
- Menos tiempo de trabajo

~~PVP 69,54 €~~

**OFERTA**  
**53,55 €**

Aumenta la resistencia de la unión

Película adhesiva más estable






**DENTAL ARROYO  
SELECCION**



Tel.: 91 711 45 08

 676 17 04 78

[info@arroyoseleccion.com](mailto:info@arroyoseleccion.com)

[www.arroyoseleccion.com](http://www.arroyoseleccion.com)

15

## **GEL GRABADOR CONDAC 37**

Ácido ortofosfórico al 37%  
Densidad adecuada

0

15



Bolsa de 3 jeringas de 2,5 ml

3 Jeringas de 2,5 ml

**13,11 €**

**OFERTA 3+1**


**Resultante 3,28 €/jeringa**



## ADVANCE

15

### Obturador provisional fotocurable



2 jeringas de 4 gr.

**OFERTA 41 €**

- Se quita fácil, sin los problemas del teflón y el algodón. Con sonda o cureta, sin fresas

- Sin filtraciones, se expande con la saliva, dejando un sellado perfecto

- No necesita ácido ni adhesivo

- Sin eugenol

- No interfiere con otros productos

- Más rápido, sale en bloque

- No es pegajoso


- Compatible con composites

- Trasparente y elástico

### Sellado de "chimeneas"




1. Inserción en el orificio del tornillo



2. Fotocurar 40"



3. Visión final



4. Extraer el tapón con una sonda



5. restauración Definitiva

### Base para provisionales



- ✓ Se quitan sin problema con los dedos, sin dejar restos de cemento
- ✓ Más cómodo y rápido que los cementos provisionales. (Se ahorra quitarlos)

### Obturación provisional de conductos y cavidades



- Grabar
- Insertar bioplic
- Polimerizar




## PEROXILL

Polvo enzimático




1000 gramos


**Hace las 3 fases (limpiar, desinfectar y esterilizar) al tiempo, evitando los riesgos de manipulación**




Normal



1-Limpiar



2- Desinfectar



3- Esterilizar

<p>LIMPIAR ES LA FASE MAS PELIGROSA</p> 	<p><b>NO</b> DEBE HACERSE ANTES DE DESINFECTAR</p> 	 <p>EVITELO</p>	<p>AUNQUE TENGA GUANTES, CORTES Y PINCHAZOS <b>PUEDEN CONTAGIARLE</b></p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------

No fija los restos como los aldehídos



Llega a zonas inaccesibles

Ver video 

<https://www.youtube.com/watch?v=0OoaFk6Bb1k&t=27s>



**DENTAL ARROYO  
SELECCIONADO**



Tel.: 91 711 45 08

676 17 04 78

[info@arroyoseleccionado.com](mailto:info@arroyoseleccionado.com)

[www.arroyoseleccionado.com](http://www.arroyoseleccionado.com)



## **ENZIMÁTICO**

**DESINTEGRA SANGRE, DENTINA...**

**ESTABLE HASTA 48 HORAS**

**EL CALOR AFECTA AL CORTE DE LOS  
INSTRUMENTOS, CON EL RIESGO DE  
PARTIRSE Y NO PODRÍA METERSE  
MATERIAL TERMOSENSIBLE**



**En 5 minutos desinfecta y desincrusta  
(1 cacito/litro).**

**En 10 minutos además esteriliza en frío  
(2 cacitos/litro).**

**ESPORICIDA, MICOBACTERICIDA, VIRUCIDA ( HIV,  
HBV, HCV, ADENO VIRUS) BACTERICIDA Y FUNGICIDA**

**PEROXILL**

**52 €**



## SILIC·ONE

### NOVEDAD

### Enamórese por los detalles

Material de moldeo a base de silicona de adición.



Precio resultante de las ofertas:

39,50 €

19,95 €

29 €



Precisión en la reproducción de detalles.



2x más estabilidad dimensional.



Practicidad.



Excelente hidrofílica.



Colores vivos: mayor visibilidad.



Excelente tiempo de trabajo.



Alta resistencia a la ruptura.

### OFERTAS

REF.	DESCRIPCIÓN	D.V.D.	OFERTA
237550	SILIC ONE FGM LIGHT BODY II 2x50 ml	58,00 €	2+2
237551	SILIC ONE FGM PUTTY SOFT 2x400 g	79,00 €	1+1
237552	SILIC ONE FGM CLEAR BODY I cartucho 50 ml	39,90 €	1+1
237553	SILIC ONE FGM PUTTY + LIGHT BODY kit	79,00 €	59,98 €

SILIC·ONE MARCA A MARCA B MARCA C MARCA D MARCA E



### TIEMPO DE TRABAJO

Parámetro técnico	Putty Soft	Clear Body	Light Body
Tipo	0	2	3
Tiempo de mezcla	30"	-	-
Tiempo total de trabajo	1'30"	1'30"	2'15"
Tiempo de cura en la cavidad oral	3'00"	3'00"	3'30"

### FORMAS DE PRESENTACIÓN

Kit



24% DTO.

Contenidos:

1 bote de pasta base Putty Soft con 400g + 1 bote de pasta catalizadora Putty Soft con 400g + 2 cartuchos de Light Body con 50ml + 12 puntas mezcladoras + 12 puntas intraorales + 2 cucharas dosificadoras.

Repuesto Light Body 2



2+2

2 cartuchos con 50ml cada uno + 12 puntas mezcladoras + 12 puntas intraorales.

Repuesto Putty Soft



1+1

1 bote de pasta base con 400g + 1 bote de pasta catalizadora con 400g + 2 cucharas dosificadoras.

Repuesto Clear Body



1+1

1 cartucho con 50ml + 3 puntas mezcladoras.



# Elóra<sup>APS</sup>

**NUEVO**

Elóra es una resina compuesta nanohíbrida disponible en dentina, esmalte y cuerpo. Incorpora el sistema APS, que junto con la composición y distribución de partículas, proporciona resistencia, propiedades ópticas y resultados estéticos naturales. Su sistema de colores permite simplificación y previsibilidad en los procedimientos restauradores.

## Esmalte de efecto

### TRANS

El composite esmalte más translúcido del sistema Elóra APS, utilizada para reproducir efectos en áreas específicas, como incisale y proximales.



### WE

El composite esmalte acromático puede ser utilizado, dependiendo del protocolo de restauración, como un esmalte palatal y el vestibular, o solo como esmalte vestibular (como, por ejemplo, en los casos de carillas).

### BODY

Composite con translucidez intermedia, puede ser utilizada como camada intermedia o capa única, reproduciendo esmalte igual que dentina.




### DENTINA

Composites con menor grado de translucidez. Indicada para utilización como primer capa en la reproducción de la dentina.



## SISTEMA CON DIFERENTES NIVELES DE TRANSLUCIDEZ



## ¡PROMOCIÓN!

Por la compra de 4 unidades de Elóra APS (se pueden mezclar colores),

**GRATIS\***

Instrumento LM SOLO anterior Dark Diamond

REF.	DESCRIPCIÓN	OFERTA
236689	ELÓRA APS WE Jer. 2 g	39,68 €
236685	ELÓRA APS TRANS Jer. 2 g	39,68 €
Varias	ELÓRA APS Dentina Jer. 4 g DA1, DA3, DB1	€1,63 €
Varias	ELÓRA APS Body Jer. 4 g A1, A2, A3, A 3.5, B1, BL, XBL	€1,63 €
237562	Espátula LM Arte 431-433DD ES SOLO anterior Dark Diamond	GRATIS



\*Oferta no acumulable con otras promociones o descuentos



# DENTAL ARROYO SELECCIONADO



Tel.: 91 711 45 08

 676 17 04 78

[info@arroyoselecdent.com](mailto:info@arroyoselecdent.com)

[www.arroyoselecdent.com](http://www.arroyoselecdent.com)

## TECNOLOGÍA PARA RESULTADOS DE ALTA ESTÉTICA

Elóra APS es un composite radiopaco, que reúne una composición monomérica de alto rendimiento y una nueva combinación de cargas, con una amplia distribución de tamaños para un mayor adensamiento, formando la tecnología Optimized Filler Distribution.


**4** TIPOS DE CARGA

- Vidrio de Bario;
- Silicato de Circonio Esférico;
- Sílice Sintética Esférica;
- Sílice Sintética Amorfa.

DISTRIBUIDAS EN

**6** DIFERENTES GRANULOMETRÍAS

Promoviendo la optimización de la distribución y adensamiento de las cargas de 0,02 a 0,7 micras en el polímero.



La combinación de

CARGAS POLIGONALES

CARGAS ESFÉRICAS

**30%**

**70%**


Resulta en un mejor empaquetamiento y adensamiento, lo que confiere al producto:

OPTIMIZED FILLER DISTRIBUTION

SILICATO DE CIRCONIA ESFEROIDAL





ALTA CARGA + **76%**

**LAS MEJORES PROPIEDADES MECÁNICAS Y ALTO BRILLO.**



## POSIBILIDADES RESTAURADORAS

Su presentación es útil para los principales casos del día a día clínico, ofreciendo alta resistencia mecánica para dientes posteriores y cumpliendo con las más altas exigencias estéticas de los dientes anteriores.




■ CUERPO/BODY    ■ TRANS  
■ DENTINA    ■ WE



**DENTAL ARROYO  
SELECCIDENT**



Tel.: 91 711 45 08

 676 17 04 78

[info@arroyoselecdent.com](mailto:info@arroyoselecdent.com)

[www.arroyoselecdent.com](http://www.arroyoselecdent.com)

15

## OPUS BULK FILL



JERINGA 4 gramos

3 COLORES: A1, A2 Y A3

### Sistema aps, dura más

10

- Antero-posterior
- Capas de hasta 5 mm
- Gran ahorro de tiempo
- Fácil manejo

Jeringa 4 gr

~~P.V.P. 53,53 €~~

**OFERTA 40,15 €**

**25%**  
D.T.O.

20 cápsulas X 0,2 gr

~~P.V.P. 53,62 €~~

**OFERTA 40,21 €**




## OPUS BULK FILL FLOW



A1, A2 y A3

Jeringa 2 gramos

Sistema aps, dura más



- Acción antigraedad (ideal en superiores)
- Capas de hasta **4 mm**.
- Gran ahorro de tiempo
- Fácil manejo

~~PVP 46,91 €~~  
**OFERTA 35,19 €**

**25%**  
**DTO.**



## MÉTODO ICON

Tratamiento de resina tegma **infiltrada** para restauración y **minimamente invasiva**

No reconstruye

**En una sesión, sin fresas, sin anestesia y sin dolor**

Trietilenglicoldimetacrito



Fluorosis marrón



o blanca



Manchas blancas



Traumatismos



ANTES



DESPUÉS

Hipomineralización incisivo molar

- Cuellos sensibles
- Preserva la estructura dental sana
- En una sola sesión



## PROTOCOLO ICON



Mancha blanca



Aislamiento



Clorhidrico 15%  
2 min, hasta 3 veces



Aplicar etanol



Aplicar RM,  
mejora la  
penetración  
y el resultado



3' antes de  
polimerizar

### *Sin luz del equipo*

*Quitar sobrante con gasa o algodón,  
pasar hilo dental, polimerizar 40 seg.,  
pulir, poner otra capa 1 min.,  
polimerizar y pulir*



PULIR



RESULTADO FINAL



# DENTAL ARROYO SELECCIONADO




Tel.: 91 711 45 08

676 17 04 78

[info@arroyoseleccionado.com](mailto:info@arroyoseleccionado.com)

[www.arroyoseleccionado.com](http://www.arroyoseleccionado.com)





# DENTAL ARROYO SELECCIDENT



Tel.: 91 711 45 08



676 17 04 78

[info@arroyoseleccion.com](mailto:info@arroyoseleccion.com)

[www.arroyoseleccion.com](http://www.arroyoseleccion.com)



El esmalte es translúcido y la luz penetra a través de él



Si hay lesión cambia y adopta un aspecto blanquecino.



Al infiltrar se rellena el tejido poroso, igualando la refracción y el aspecto del esmalte sano

**No necesita colores,**  
*resalta el color natural*



Mejor adhesión



## Nuevo Icon vestibular DMG220521

Contiene 2 unidades  
de tratamiento

- 1x Icon Etch 15% HCl 0,45 ml (ácido clorhídrico)
- 1x Icon Prime 0,45 ml (etanol)
- 1x Icon Infiltrant 0,45 ml
- 6 puntas vestibulares Icon + 1 punta capilar Icon

**213 € (12 piezas – 17,75 € pieza)**



# DENTAL ARROYO SELECCIONADO



Tel.: 91 711 45 08



676 17 04 78

[info@arroyoseleccionado.com](mailto:info@arroyoseleccionado.com)

[www.arroyoseleccionado.com](http://www.arroyoseleccionado.com)

15

## INDICADOR BIOLÓGICO



Caja de 25  
ampollas

**67,50 €**

## ROLLOS DE ALGODÓN DEL Nº2

15

- ✓ **No se deshilachan ni se deforman**
- ✓ No se adhieren a la mucosa
- ✓ Hidrófilo 100%
- ✓ Gran absorción

Bolsa de 300 gramos aprox.  
300 unidades



**PVP 6,95 €**



## EYECTORES

10



- ❖ Transparentes, de 15 cm.
- ❖ Con capuchón atraumático y extraíble
- ❖ **Adaptable, sin efecto memoria**

100 unidades

**3,90 €**

## SERVILLETAS PAPEL / PLÁSTICO

10



- ❖ Gran absorción, evite manchar al paciente
- ❖ Textura gofrada para mejorar la resistencia y la absorción.
- ❖ Medidas: 33 x 45 cm.

500 unidades

Azul y verde **22 €**  
Otros colores **26 €**



## ALGINATO KROMOPAN



Con indicador cromático de fase violeta - rosa - blanco.

Alta precisión.  
Inalterable en 100 horas.

**11,60 €**

## CAJA PARA PRÓTESIS



19 unidades

0,75 € / ud

**Oferta 0,55 €/ud**

Grande 72 x 82 x 42



## CAJA PARA PRÓTESIS DE ORTODONCIA

Pequeña  
72 x 76 x 29

25 unidades

**0,75 € / ud**





# DENTAL ARROYO SELECCION



Tel.: 91 711 45 08



676 17 04 78



[info@arroyoseleccion.com](mailto:info@arroyoseleccion.com)

[www.arroyoseleccion.com](http://www.arroyoseleccion.com)

## AGUJAS OCTOPLUS

Triple bisel con cono de plástico  
100 unidades


15



**27G Larga 0,4 x 38 mm.**



**30G X-CORTA 0,3 x 16 mm.**  
**Intraligamentosa**



**30G Corta 0,3 x 25 mm.**

**1 CAJA - 13 €**

**3 CAJAS - 7,90 € uni.**


**Surtidas o no**



# DENTAL ARROYO SELECCION



Tel.: 91 711 45 08

 676 17 04 78

[info@arroyoselecdent.com](mailto:info@arroyoselecdent.com)

[www.arroyoselecdent.com](http://www.arroyoselecdent.com)

15

## PRIMMA-ART

Resina bisacrílica

AUTOPOLIMERIZABLE PARA PROVISIONALES

Y SOBRE IMPLANTES DE CORTA O LARGA DURACIÓN

- Más estético, con fácil pulido y alto brillo
- Produce menos calor, disminuyendo la posibilidad de causar sensibilidad
- Cánulas muy cortas que ahorran hasta un 40% de material



*Cartucho para pistola universal*

1 cartucho 75 g + 10  
puntas automezcla

~~PVP 113,48 €~~

**OFERTA 87,38 €**



1 jeringa automezcla  
7 gr + 5 puntas

~~PVP 24,30 €~~

**OFERTA 20,65 €**

A1-A2-A3-B1-BLEACH



# DENTAL ARROYO SELECCION



Tel.: 91 711 45 08

676 17 04 78

[info@arroyoseleccion.com](mailto:info@arroyoseleccion.com)

[www.arroyoseleccion.com](http://www.arroyoseleccion.com)

## BIODENTINE XP

**En perforaciones de la pulpa  
Especial en Odontopediatría**



**Biocompatible, remineraliza y cicatriza**



Biodentine

Dentina

**Restauración en  
una sola sesión**



**Stags minerales dentro de los túbulos**

**El mejor sustituto de la dentina**

**Evita segundas visitas con problemas**

Se adhiere mejor con humedad (sangre...)

Prevención de fallos clínicos,

puede estar expuesto 6 meses

300 megapascals

**Más Info.:** <http://arroyoseleccion.com/informacion-producto>

Ver  
vídeo



<https://septodont.showpad.com/share/Oz6VWCIFLNE7hiQcC9tWP>



# DENTAL ARROYO SELECCION



Tel.: 91 711 45 08




676 17 04 78

[info@arroyoseleccion.com](mailto:info@arroyoseleccion.com)

[www.arroyoseleccion.com](http://www.arroyoseleccion.com)

10


## BIODENTINE XP



10 cápsulas de 0,4 ml

**193 € (19,30 € uso)**

Referencia: SE64398-2



10 cápsulas de 0,7 ml

**226 € (22,60 € uso)**

Referencia: SE64398-5



5 cápsulas **99 €**

15 cápsulas **260 €**



**730 €**

6200 RPM

en forma de 8

Referencia: SE64398-V



Pistola  
Aplicadora  
Ahorra tiempo

**140 €**

Referencia: SE64398-P



**838€**

Referencia: SE64398  
(Solo con cápsulas XP)

**Costo**

**20 casos a 41,90 € caso**



## LIGADURAS EN BARRAS




- ✓ Sin latex, evita alergias
- ✓ Doble apoyo para el dedo permitiendo una mejor manipulación de las mismas
- ✓ 1008 ligaduras

**PVP: 18 €**

### Disponibile en:

- PERLA – FUCSIA – ROSA – AMARILLO
- AZUL CLARO – AZUL MARINO
- AZUL OSCURO – VERDE PERLA – PLATA
- ROJO – NEGRO – NARANJA
- NARANJA FLUORES – CENTE – LILA
- GRIS – TRANSPARENTE – TURQUESA



## BOND – A – BRAID




Alambre trenzado para retenedores linguales



10 varillas de 15 cms

**PVP: 59,75 €**





## PLANCHAS MOUTHGUARD

Planchas termoplásticas

Blanqueamientos y fluorización

Transparentes **flexibles**



12 unidades

1 mm a 13 €

1,5 mm a 15 €

2 mm a 19 €

## PLANCHAS CLEAR

Ortodoncia y férulas de descarga

**rígidas**

1 mm a 17,80 €

1,5 mm a 24 €

2 mm a 31,50 €



25 unidades

## PLANCHAS CLEAR 120 3mm

Blanqueamiento, fluorización,  
ortodoncia

azules rígidos

12 unidades

**35€**





# DENTAL ARROYO SELECCION



Tel.: 91 711 45 08



676 17 04 78

[info@arroyoseleccion.com](mailto:info@arroyoseleccion.com)

[www.arroyoseleccion.com](http://www.arroyoseleccion.com)

15

## DIAMOND EXCEL ULTRAFINE

Pasta de pulido de diamante  
micronizado ultrafino (0,5 micrones)

**Brillo excepcional**

Solo composites, no  
cerámicas

**Puede ser utilizada para todos  
los materiales restauradores**

Efecto tixotrópico, buen manejo y  
no se va de la zona aplicada



Uso en clínica y  
laboratorio protésico

1 jeringa 2 gr y punta

~~38,46 €~~

**OFERTA 29,62 €**



## CONDAC PORCELANA

Ácido fluorhídrico al 5% o al 10% para grabado  
de porcelana

~~PVP 17,97 €~~

Disilicato de litio 20"



Feldespática (1minuto)

**OFERTA 13,82 €** 1

jeringa con 2,5 ml y  
puntas

- ✓ Buena afinidad con agua: fácil retirada
- ✓ Posee color diferenciado: facilita el control de la aplicación
- ✓ Excelente consistencia: fácil aplicación, no escurre del punto de aplicación

## SILANO



**38 €** 2 jeringas 1,2 ml  
solución  
monocomponente

*Restauraciones indirectas de porcelana antes de la  
inserción grabado de porcelana o de antiguas  
Restauraciones de composite con macrorrelleno antes de  
realizar una adhesión y reparación intraoral.*

**No mancha el composite ni la resina de fijación**


Mayor fuerza adhesiva



## CEMENTO ORTHOCEM

15

Tixotrópico



1 jeringa con 4g

~~PVP 56,64 €~~

**38,18 €**



Grabar con ácido zona de cementación



Aplicar el adhesivo



Aplicar el cemento a la base del brackets



Fotopolimerización

## CEMENTO ORTHO BITE

15

Resina fotocurable para desoclusión y cementación de bandas

No requiere adhesivo, solo ácido



~~PVP 78,08 €~~

**41,97 €**



# DENTAL ARROYO SELECCIONADO



Tel.: 91 711 45 08



676 17 04 78

[info@arroyoseleccionado.com](mailto:info@arroyoseleccionado.com)

[www.arroyoseleccionado.com](http://www.arroyoseleccionado.com)

## (IA) INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA AL DIAGNÓSTICO EN ODONTOLOGÍA





### Diagnocat

Transforme una ortopantomografía o una periapical en:

2D Con más de 40 problemas detectables


3D con más de 60 problemas detectables



- Analiza y optimiza cada caso antes de intervenir.
- Detecta un 30% más de problemas, que a simple vista.
- Detecta caries interproximales.
- Automatiza la numeración dental.
- Segmentación anatómica automática.
- Trazado del nervio mandibular en segundos.
- Mide pérdida ósea.
- Mide malas panorámicas.

Desde cualquier dispositivo, sin software especializado con segmentación anatómica y modelación 3D a partir de CBCT/STL superposición.

PERIODONCIA



ENDODONCIA Y  
RESTAURADORA



# DENTAL ARROYO SELECCIONADO



Tel.: 91 711 45 08




676 17 04 78

[info@arroyoseleccionado.com](mailto:info@arroyoseleccionado.com)

[www.arroyoseleccionado.com](http://www.arroyoseleccionado.com)

## (IA) INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA AL DIAGNÓSTICO EN ODONTOLOGÍA

Cirugía guiada



Diseño de ortodoncia



Integración de CBCT y escáner intraoral para reconstruir modelos 3D de alta precisión.

Informes con imágenes  
para pacientes

Mejor comunicación y  
aceptación de tratamientos



Pida una demostración sin compromiso.  
Radiografía panorámica o periapical.  
E-mail para enviar resultado

OFERTA DE PRESENTACIÓN  
55% DESCUENTO POR  
SUSCRIPCIÓN ANUAL