



**PRODUCTOS
DESTACADOS**



**DENTAL ARROYO
SELECDENT**



En Dental Arroyo, nos avalan 50 años de experiencia, sabemos cuáles son las necesidades de nuestros clientes y para ello seleccionamos las últimas novedades del sector sin compromisos con marcas, para hacer su trabajo más fácil.

Extractamos las características de cada producto y le damos la información sin que tenga que perder días de trabajo por desplazamientos a ferias, congresos, etc... ofreciéndole los más adecuados a su especialidad, ahorrando tiempo y costos.

Adelaido Arroyo Lanchas

Ver video  [Entrevista conferencia](#)

Ver video  Conferencia





Ofertas válidas hasta el
31 de mayo, salvo
cambios imprevistos del
fabricante o error
tipográfico

Otros productos
consultar

Whatsapp 676 17 04 78

Periodo de devolución
14 días

TURBINA LUZ LED AUTOGENERADA



Genera más luz
que el equipo



Spray
triple



Conexión directa
a la manguera

OFERTA 295 €

+



Aceite lubricante

+



Boquilla lubricar
rotor

+



Llave para
cambiar rotor

+



Aguja


+



Rotor

Garantía 2 años
Rotor 6 meses

OFERTA PROFILAXIS




10 cintas profilaxis perforadas



24 Fieftros 2 tamaños + mandril

40 piezas + mandril

Contra ángulo con irrigación
Y pasta Diamond excel
GRATIS





OFERTA 198 €






PUNTAS ULTRASONIDO

Tipo Ems y Satelec



Sat 1 profilaxis
Ems 1 profilaxis

Sat 5 perio
Ems 5 perio



1 a 37 €

3 a 32 € /una

5 a 23 € / una



MATRICES TORM

Anatómicas

•No deja escalones, como las matrices rectas



Fácil colocación



Punto de contacto óptimo



Ideal extremos libres



Distal



Mesial

Cómodo, económico, fácil, ahorro de tiempo



REF	REPOSICIONES	PVP €
1003	1 CLIP	11
1311	12 MATRICES PEQ.	16
1312	12 MATRICES MED.	16
1313	12 MATRICES GRD.	16

Oferta kit 54 €

**48 unidades surtidas
(de 12 en 12)**

56 €



WHITENESS HP AUTOMIX

35 % peróxido de hidrógeno (uso clínico)



- Evita la sensibilidad, producida por las lámparas de uso profesional.
- Neutraliza la posible quemadura.
- Dientes más hidratados, PH neutro, no desmineraliza
- Remineraliza, reduciendo sensibilidad.

Dos pases de 15 minutos, o tres pases de 8 minutos en una sola sesión, aclarando entre pases.

Kit 5 g de HP AUTOMIX

- 1 jeringa de whiteness hp automix con 5g
- 5 puntas automezcla
- 1 jeringa de top dam con 2g.
- 1 frasco de solución neutralize con 2g (neutralizador de peróxido)



No cambia de color, mejor control

Si se aplica pincelando en lugar de con la punta, pueden salir más casos (15 € paciente)

Jeringa 5gr a 83,63 €
31 € paciente





WHITENESS PERFECT

Peróxido de carbamida al 10 % y 16 % para
blanqueamiento en casa

Whiteness Perfect

¡En 2024 **no**
podría ser
diferente!

5X
GALARDONADO
MEJOR BLANQUEADOR
CASERO EN EEUU



Sin reservorio.
Muy tixotrópico.
Se aspira mejor.

Kit 5 jeringas (15gr)
2 planchas férulas
+ portaférulas + puntas

66,64 €

1 jeringa 13,33 €



+

3 uds. Desensibilize KF 0,2%
GRATIS

OFERTA 3 + 1

1 jeringa 10 €

Kit 50



Uso durante la noche
ph neutro evita descalcificaciones

Jeringa de 3 gramos

Dura entre 12 y 15 días

20%
DTO.

~~PVP 454,39 €~~

OFERTA 362,33 €

Jeringa 7,25€

AQUAFLUOR



**Sellador desensibilizante
de uso profesional**

10 ml

1 a 59€

2 a 52,50€ uni

- ✓ Evita incrustaciones de restos de café, vino, tabaco,...los blanqueamientos duran más.
- ✓ No amarillea los dientes.
- ✓ Pueden comer a los 15 minutos.
- ✓ Efecto inmediato y duradero.
- ✓ Se seca con aire.



Caries de
cuello



Cavidades



Tallados

- **Prevención de caries en ortodoncia.**
- Protección de caries en adultos y niños.

Cemento de resina definitivo universal

CRU SELECDENT



AHORA



1 jeringa con 7 gramos más cánulas

**Sin acido – sin adhesivo – sin coronas
altas – sin problemas de humedad –
sin bisfenol (Bis GMA)**

4 productos en 1

Cementa todos los materiales

Reconstruye muñones

Repara cerámicas

Caries de cuello (evita que “salten”)

1 a 83€

2 a 79 €

4 a 72 €



VITTRA UNIQUE


Composite camaleónico, para todos los colores



Diastema




Cierre



Blanqueamiento

Evita retirar el composite en caso de
blanqueamiento posterior

En attaches, se
mimetiza con la pieza



**No cambia el color
de las carillas
Fluorescencia natural**

**No amarillea
al polimerizar**

**La canforoquinona
amarillea el composite**

NO BIS GMA

Jeringa de 4 gr o 20 cápsulas **58,14 €**

2+2 GRATIS

29,07 € Resultante



**Kit universal
Vittra Unique
+**
Ambar Universal

~~120,74 €~~

Oferta 84.52 €





ADHESIVO AMBAR APS



El único que no amarillea

Ideal con humedad,
próxima a encía y dentina



Adhesión más
duradera

Para todos los composites

**Sale una gota,
no echa de más**



**No cambia el color
de las carillas**



No afecta al color del bracket cerámico

390 gotas 59,24€

+ 6 jerin. ácido fosforic. 37 % gratis





ADHESIVO AMBAR APS UNIVERSAL

Grabado ácido total y
**autograbante en esmalte
y dentina**

El único que no amarillea

Ideal con humedad,
próxima a encía y dentina

Para todos los composites



5 ml



**Sale una gota,
no echa de más**

Adhesión más
duradera



~~PVP 81,87 €~~

OFERTA 63,04 €



**No cambia el color
de las carillas**

Kit universal

Vittra Unique

+

Ambar Universal

~~120,74 €~~

Oferta 84,52 €



GLASS LINER

Ionómero fotopolimerizable



Jeringa de 2 ml. con puntas

Resistencia
(200 mpa.)



Ideal para obturación de
cavidades irregulares y/o
profundas, sin atacar



Caries
profundas


- **Evita segundas visitas por dolor**
- Rápido: una capa de hasta **5 mm.**
y lámpara
- **Base y relleno de cavidades**, debajo de
composites, etc...
- Ahorra materiales, tiempo y costes,
mejorando el resultado

1ud. a 35,70 €
2uds. a 32,70€/ud
4 a **30,50 €/ud**



LÁMPARA POLIMERIZACIÓN

Mayor superficie de polimerización
no contrae el composite
y evita microfisuras



Polimeriza:
en 1 seg, 2 mm
en 3 seg, 6 mm

**Cabeza metálica más resistente,
no se rompe**

Inalámbrica, ergonómica y ligera

156 €

**Con 100
fundas
de protección
gratis**

**i-led
MAX**





ESPECTROFOTÓMETRO COBRA



Detecte fallas y fisuras jugando con los balances de luminosidad y contraste.

Detección de fluorosis encubiertas





ESPECTROFOTÓMETRO COBRA



Una completa cartografía del diente (color, sombra y translucidez), de forma fiable en 40", sin que interfiera la luz natural o del entorno.

Los escáneres intraorales no son capaces de reproducir con exactitud el color del diente al afectarles la luz del ambiente.

Con esta información el protésico podrá maquillar mejor los colores



ESPECTROFOTÓMETRO COBRA



- Visión previa del resultado final del blanqueamiento con informe de dos páginas en 30" para el paciente
- Informe inmediato al protésico evitando repeticiones de trabajos y pérdida de tiempo a la clínica, paciente y protésico
- Mejor imagen de la clínica

<https://www.youtube.com/playlist?list=PL5nizXtocSr6mDXJexejgOGpYQv55fAjp>

Ver

Aquí podrá encontrar varios vídeos tutoriales:

- 1 Principales funcionalidades del espectrofotómetro Cobra
- 2 Un vídeo de cómo realizar un informe de blanqueamiento paso a paso
- 3 Cómo analizar un caso de manchas y cómo interpretar el valor Delta E
- 4 Cómo realizar un pedido rápido al laboratorio
- 5 Cómo pasar fotos a ficha del paciente desde la App PICS y desde ordenador

**Solicite demostración
Consultar ofertas**



SEPTO CONTACT FORMADOR DE PUNTOS CONTACTO



Juego con 2 instrumentos Rf. 10363T



**Ahorra
segundas
visitas**



Empaquetamientos

2 tamaños

Crea el punto de contacto en caries proximales




**Fotopolimerización
a través del
instrumento**

Presionar el punto de contacto por mesial
o distal y fotopolimerizar al tiempo

54 €



SEPTO COMPO SHAPE




Rf. 10364U

Puntas de silicona para modelar obturaciones
2 instrumentos recto y acodado + 8 puntas de
silicona (suáves/duras).



4 formas diferentes intercambiables

No se adhiere al composite
Ahorra tiempo
Esterilizables en autoclave



54 €



**DENTAL ARROYO
SELECDENT**

Tel.: 91 711 45 08

www.arroyoselecdent.com



SEPTO MATRIX



Rf. 10356M

2 instrumentos + 10 matrices surtidas(2 de cada una)





54 €

No se adhiere al composite
Flexible, adaptable y anatómica
Fotopolimeriza a través de la matriz
Ahorra pulido y tiempo




SILVERPLUG (Previene la periimplantitis)


Las bacterias entran, proliferan y salen, produciendo mal aliento, mucositis, periimplantitis y pérdida ósea, aunque la cirugía esté bien hecha.



- SilverPlug, polímero flexible con Zeolite de plata, bactericida natural.
- No caduca y dura para siempre
- Cono elástico, cortable que se adapta a la chimenea, fácil de poner y quitar



Medida



Recorte



Insertión



Oclusión

Más Info: <https://silveraid.it/portfolio-item/silver-plug/>

20 Unidades 160 €
(8 € unidad)

Utilizable en
varios casos



Hendidura lateral que
facilita la inserción



Longitud 15mm
Diámetros 2 y 3,2 mm



**DENTAL ARROYO
SELECCION**

Tel.: 91 711 45 08

www.arroyoseleccion.com



POWERBONE PUTTY (Pasta de hueso inyectable)



BTCP+dióxido de circonio (antibacteriano), hidrogel y **silicato** que le da una dureza similar al hueso autólogo.




Aplicación rápida y sencilla

Ahorra membrana en muchos casos

Sin mezclas
Ahorra tiempo
Moldeable

- Menor tiempo de silla del paciente.
- Especialmente indicado para alveólos postextracción, defectos periimplantarios y defectos óseos contenidos.



50% crecimiento óseo en 3 meses
Reabsorción total de 6 a 12 meses

Más Info.: [Powerbone - Como colocar el Putty \(sobre modelo\)](#)

PRESENTACIÓN

Ref.: PDP030 Putty 0,3 cc – **60 €**

Ref.: PDP050 Putty 0,5 cc – **75 €**


Ref.: PDP075 Putty 0,75 cc – **95 €**

Ref.: PDP050 Putty 1 cc – **114 €**



MEMBRANA POWERBONE TRES CAPAS

Polímero sintético de ácido poliláctico



- La capa exterior, evita la penetración de tejido blando
- La capa intermedia fija la posición que queremos en la boca.
- La capa inferior (PLA) induce la retención y proliferación de hueso.

- Más tiempo de barrera (3 meses)
- Ácido poliláctico (PLA), mantiene el espacio de 4 a 6 meses
- Reabsorción total de 6 a 12 meses






MEMBRANA POWERBONE TRES CAPAS

Termoformable, regeneración más funcional



15" a 50-60°



Corregible en 10 "



- **No colapsa. Biocompatible.**
- **En algunos casos permite reemplazar membranas semirrígidas, reforzadas y no reabsorbibles ahorrando una segunda cirugía.**
- **No contienen tejido humano ni animal, eliminando riesgo de contaminación viral, rechazo o contagio de enfermedades.**

Ref.: PM1520 - 1 Membrana 15x20 mm **45 €**

Ref.: PM1520-5 - Caja de 5 Membranas 15x20 mm **180 € (36 €/Ud.)**


Ref.: PM2020 - 1 Membrana 20x20 mm **50 €**

Ref.: PM2020-5- Caja de 5 Membranas 20x20 mm **199 € (39,8€/Ud.)**

Ref.: PM3040 - 1 Membrana 30x40mm **119 €**



- Los antibióticos ingeridos actúan muy poco en la zona afectada produciendo candidiasis, diarreas, alergias, posibles resistencias bacterianas, falta de garantía de que el paciente lo tome correctamente y no afectan a todo tipo de gérmenes.



- Actúa sobre todo el espectro bacteriano
- Sin alergias ni efectos secundarios nocivos.
- No va al torrente sanguíneo.

	Gram Positive Cocci			Gram Negative Bacilli			Anaerobes
	MRSA	MSSA	Streptococci	E.coli, Klebsiella Proteus	Pseudomonas	ESCAPP*	
Penicillin							
Amoxycillin							
Clindamycin							
Metronidazole							
Gentamicin							
Amoxycillin-clavulanate							
GELCIDE ESSENTIAL							

Más info.: <https://arroyoselecdent.com/informacion producto>

79 €





GEL GELCIDE ESSENTIALS


**Antiséptico, adhesivo (12-15 días), sin efectos secundarios.
Cicatrizante, antiinflamatorio, analgésico,
desensibilizante dentinario**

SIN alergias - SIN tinciones - SIN candidiasis ni diarreas


**Mata incluso anaeróbicos por asfixia.
No depende del mal uso del paciente**



Rellena y sella en 1'



Acción continua
sólo en la zona



Reduce 90% de la bolsa
en 1 aplicación



Extracciones



Alveolitis



Suturas



Sellado de
implantes

**No irrita, no duele y no deja residuos
Ideal embarazadas**

Más info.: https://arroyoselecdent.com/informacion_producto


Gelcide Gel 79 €



Rf- ITD021IA



XENOMÁTRIX GENERAL **MATRIZ TRIDIMENSIONAL PARA** **REGENERACIÓN DE TEJIDOS BLANDOS**



REF: 0015 15X30X4 mm

185€ 1 UNI

TENDÓN DE AQUILES ORIGEN EQUINO

ACELERA LA CICATRIZACIÓN
(NO ES PROTECCIÓN DEL INJERTO)

DISMINUYE INFECCIONES

MEJOR RESULTADO ESTÉTICO



RECESIÓN
GINGIVAL



PULIR LA RAÍZ
EXPUESTA



IMPRESCINDIBLE LOGRAR EL
POSICIONAMIENTO PASIVO



POSICIONAR LA MATRIZ
Y SUTURAR CON
PUNTOS
REABSORBIBLES



SUTURAS
INTERRUMPIDAS Y EN
CABESTRILLO, LIBRES DE
TENSIÓN



A LOS 4 MESES CON
COBERTURA RADICULAR
Y **GROSOR**
ADECUADO

EVITA 2ª CIRUGIA E INJERTOS DE PALATINO



10

XENOMÁTRIX ALVEOLAR MATRIZ PARA REGENERACION D E TEJIDOS BLANDOS


REF: 0016A 20X10X4 mm REF: 0016B DIAM. 14X4mm

2 UNI


185 €




XENOMATRIX



2 PARCHES A y B



ALVEOLO POST-
EXTRACCION



SEPARE EL PERIOSTIO
ALREDEDOR DEL ALVEOLO



PONER LOS
GRÁNULOS



ZONA CORTA DEL
PARCHA "A" DEBAJO DE
LA SOLAPA
PARCHA "B" SOBRE
INJERTO



LA OTRA PARTE DEL
PARCHA "A" DEBAJO DE
LA SOLAPA CUBRIENDO
EL PARCHA "B"



PUNTOS EN
CRUZ



ALVEOLO POST-
EXTRACCION



HACER "BOLSILLO"
EN AMBAS CARAS



IMPLANTE INMEDIATO
CON INJERTO
ÓSEO Y PARCHA



EXPUESTA
SIN COLGAJO



A LOS 7 DIAS CON TEJIDO



3 MESES



PILAR
DEFINITIVO



CORONA
DEFINITIVA