



Ofertas válidas hasta el
30 de junio, salvo
cambios imprevistos del
fabricante o error
tipográfico

Otros productos
consultar



Whatsapp 676 17 04 78

Periodo de devolución
14 días




SILVERPLUG (Previene la periimplantitis)


Las bacterias entran, proliferan y salen, produciendo mal aliento, mucositis, preimplantitis y pérdida ósea, aunque la cirugía esté bien hecha.



- SilverPlug, polímero flexible con Zeolite de plata, bactericida natural.
- No caduca y dura para siempre
- Cono elástico, cortable que se adapta a la chimenea, fácil de poner y quitar



Medida



Recorte



Insertión



Oclusión

Más Info: <https://silveraid.it/portfolio-item/silver-plug/>

20 Unidades 160 €
(8 € unidad)

Utilizable en
varios casos



Hendidura lateral que
facilita la inserción



Longitud 15mm
Diámetros 2 y 3,2 mm



¿Cuánto le cuestan las segundas visitas con problemas?

Periimplantitis, mucositis, implantes fallidos, infecciones recurrentes, dolor postratamiento....


De media, una clínica que coloque 100 implantes con una incidencia del 20% de periimplantitis puede llegar a tener una pérdida de beneficio de hasta -33.376 €.

**Prevéngalo,
tenemos soluciones.**



- Los antibióticos ingeridos actúan muy poco en la zona afectada produciendo candidiasis, diarreas, alergias, posibles resistencias bacterianas, falta de garantía de que el paciente lo tome correctamente y no afectan a todo tipo de gérmenes.

LA DIFERENCIA ESENCIAL: EL LOCAL ES APLICADO, EL SISTÉMICO INGERIDO Y ABSORBIDO



- Sin alergias ni efectos secundarios nocivos.
- No va al torrente sanguíneo.

	Gram Positive Cocci			Gram Negative Bacilli			Anaerobes
	MRSA	MSSA	Streptococci	E.coli, Klebsiella, Proteus	Pseudomonas	ESCAPP*	
Penicillin							
Amoxycillin							
Clindamycin							
Metronidazole							
Gentamicin							
Amoxycillin-clavulanate							
GELCIDE ESSENTIAL	Actúa sobre todo el espectro bacteriano						

Más info.: https://arroyoseledent.com/informacion_producto

79 €





GEL GELCIDE ESSENTIALS


**Antiséptico, adhesivo (12-15 días), sin efectos secundarios.
Cicatrizante, antiinflamatorio, analgésico,
desensibilizante dentinario**

SIN alergias - SIN tinciones - SIN candidiasis ni diarreas


**Mata incluso anaeróbicos por asfixia.
No depende del mal uso del paciente**



Rellena y sella en 1'




Acción continua
sólo en la zona




Reduce 90% de la
bolsa en 1 aplicación




Extracciones



Alveolitis



Suturas



Sellado de
implantes

**No irrita, no duele y no deja residuos
Ideal embarazadas**

Más info.: <https://arroyoseleccion.com/informacion producto>

Gelcide Gel 79 €



Rf- ITD021IA



POWERBONE PUTTY (Pasta de hueso inyectable)



BTCP+dióxido de circonio
(antibacteriano), hidrogel y
silicato que le da una dureza
similar al hueso autólogo.



Aplicación rápida
y sencilla

Ahorra membrana
en muchos casos

Sin mezclas
Ahorra tiempo
Moldeable

- Menor tiempo de silla del paciente.
- Especialmente indicado para alveólos postextracción, defectos periimplantarios y defectos óseos contenidos.



50% crecimiento óseo en 3 meses
Reabsorción total de 6 a 12 meses

Más Info.: [Powerbone - Como colocar el Putty \(sobre modelo\)](#)

PRESENTACIÓN

Ref.: PDP030 Putty 0,3 cc – **60 €**


Ref.: PDP050 Putty 0,5 cc – **75 €**

Ref.: PDP075 Putty 0,75 cc – **95 €**

Ref.: PDP050 Putty 1 cc – **114 €**

MEMBRANA POWERBONE TRES CAPAS

Polímero sintético de ácido poliláctico (PLA)



- La capa exterior, evita la penetración de tejido blando
- La capa intermedia fija la posición que queramos en la boca.
- La capa inferior (PLA) induce la retención y proliferación de hueso.

- Más tiempo de barrera (3 meses)
- Acido poliláctico (PLA), mantiene el espacio de 4 a 6 meses
- Reabsorción total de 6 a 12 meses





MEMBRANA POWERBONE TRES CAPAS

Termoformable, regeneración más funcional



15" a 50-60°



Corregible en 10 "



- **No colapsa. Biocompatible.**
- **En algunos casos permite reemplazar membranas semirrígidas, reforzadas y no reabsorbibles ahorrando una segunda cirugía.**
- No contienen tejido humano ni animal, eliminando riesgo de contaminación viral, rechazo o contagio de enfermedades.

Ref.: PM1520 - 1 Membrana 15x20 mm **45 €**

Ref.: PM1520-5 - Caja de 5 Membranas 15x20 mm **180 € (36 €/Ud.)**

Ref.: PM2020 - 1 Membrana 20x20 mm **50 €**

Ref.: PM2020-5- Caja de 5 Membranas 20x20 mm **199 € (39,8€/Ud.)**

Ref.: PM3040 - 1 Membrana 30x40mm **119 €**



Flexible strip

Combina las propiedades de nuestras membranas de biodegradación lenta con la eficacia de nuestros sustitutos óseos de BTCP y silicato, integrados en una matriz perfectamente entrelazada compuesta por un 55% de PLA y un 45% de BTCP.



La solución ideal para regeneraciones horizontales

Su disolución progresiva promueve la regeneración de hueso nuevo, mediante la liberación de iones de calcio y fósforo, mientras su estructura porosa es totalmente infiltrada por células óseas.



B-TCP con silicato, dentro de una malla sintética de polímero a base de PLA



100% sintético, no contiene tejidos de origen humano o animal ni derivados sanguíneos



Mantiene el espacio vital durante más tiempo que cualquier esponja de colágeno



Hidrofílico biodegradable y osteoinductivo, gracias a la adición de silicato



Recomendaciones de uso:

Regeneraciones horizontales

Deficiencias óseas laterales

Ref.: PFS25252 Powerbone Flexible

Silicat Add 25x25x2 mm – **60 €**

Ref.: PFS25254 Powerbone Flexible

Silicat Add 25x25x4 mm – **99 €**



Flexible strip Powerbone



Dos funciones en un mismo producto

Una cara optimizada para la integración ósea y otra diseñada para el soporte y mantenimiento de los tejidos blandos.



Conserva el espacio vital, facilitando la formación de tejido óseo nuevo.



Permite la colocación de implantes de mayor diámetro gracias a la regeneración efectiva de las paredes óseas.




Solución estética inmediata con una técnica quirúrgica rápida y sin complicaciones.



Conserva el espacio vital, facilitando la formación de tejido óseo nuevo.

ANILLO PERIIMPLANTARIO



Ref.: PFSC320

- B-TCP con adición de silicato, incrustado dentro de una estructura de polímero sintético basado en ácido poliláctico.
- No contiene tejidos de origen humano o animal ni derivados sanguíneos.
- Osteoconductor y osteoinductivo.
- No es necesario recolectar hueso.

- Evita el riesgo de infección, morbilidad y dolor en el sitio del donante.
- Mejora la estabilidad inicial del implante.
- Eficaz en defectos de cresta y en elevaciones del suelo sinusal.
- Reduce número total de procedimientos y tiempo de tratamiento, lo que favorece una mayor aceptación por parte del paciente.
- Recomendable cubrir con Powerbone Putty.



Anillo para periimplantario 3x20 mm— **99 €**

PLACA CORTICAL PARA TÉCNICA KHOURY (PLA)



- Las placas para la técnica Khoury están compuestas por material plástico inerte, **termoformable, biocompatible y reabsorbible** combinando en su interior con

elementos inductivos para la regeneración (B-TCP). que se van activando para asegurar la regeneración según se va reabsorbiendo, logrando excelentes resultados y mayor flexibilidad quirúrgica.

- Se puede utilizar directamente, cortarse o termomoldear sin afectar su biocompatibilidad.



- Compuesta por composite de materiales sintéticos (PLGA B-TCP).
- No contiene tejidos ni derivados de sangre humanos ni animales.
- Segura para pacientes que requieran de scans por MRI o CT.


Ref.: PLT-PB219HPS115 – Placas corticales para técnica Khoury de PLA

2 unidades – 220 €

POWERBONE GRÁNULOS BIFÁSICOS



- Osteoconductivos y osteoinductivos.
- 90% HA 10% B-TCP.
- Estructura similar a la de los minerales presentes en el hueso.



- Composición y estructura porosa, optimizadas para regeneración de hueso nuevo y para preservación de volumen a largo plazo.

- Degradación: - Gránulos de B-TCP, de 6 a 12 meses
- Gránulos de HA, de 12 a 18 meses.

La cinética de la degradación es ajustada

- Respuestas similares en el hueso, promueve el agregamiento y la proliferación.

Usos: reparaciones de defectos óseos, tratamientos periodontales, recubrimiento para implantes metálicos.

Ref.: PGB05001005HA Hueso granulado bifásico 0,5-1 mm 0,5 cc – **40 €**

Ref.: PGB05001010HA Hueso granulado bifásico 0,5-1 mm 1 cc – **65 €**

5 + 1 Gratis

POWERBONE GRANULOS (100%B TCP)



Ref.: PG05001005


- Biocompatible, osteoinductor.
- Estructura similar al hueso.

**Partículas
0,5 - 1mm**

1 a 32 €


Presentación 0,5 cc 5 + 1 Gratis

Consultar otras presentaciones y
tamaños de partículas



POWERBONE SCRAPER


- Cortador de acero inoxidable.
- Mezcla los fragmentos óseos directamente con sangre.
- Dispositivo desechable.



1 a 32 €

5 + 1 Gratis

MEMBRANA DE TITANIO



Ref.: Power-396.5000117


- Muy fina, suave, elástica y resistente con buena adhesión.
- Estructura muy flexible que permite una alineación independiente incluso en áreas irregulares.
- Estabilidad fuerte por su estructura comunitaria.
- Fácil colocación gracias a su gran sujeción.
- Gran elasticidad hecha con correas suaves, flexibles y elásticas.
- Fácil de manejar y el control local se puede adaptar muy fácilmente.
- Biocompatible sin efectos adversos en los tejidos.
- No reabsorbible.

Ref.: Power-396.5000117 – 15x20 mm Grosor 0,1 mm

4 membranas – 180 €



CHINCHETAS



- Titanio grado V.
- Presentación de 3 o 5 mm.
- 20 chinchetas por contenedor.
- Diseño ergonómico.
- **Fácil captura y rápida aplicación.**
- Fijación de membranas reabsorbibles y no reabsorbibles.
- **Inserción sin preparación ósea o fresado en la zona.**
- Previene deformaciones durante la aplicación.
- Mayor torque, mejor estabilidad primaria.

Ref.: Power-398.0002530 Chinchetas Powerbone 3 mm (20 uni.) – **120 €**

Ref.: Power-398.0002550 Chinchetas Powerbone 5 mm (20 uni.) – **120 €**



CHINCHETAS REABSORBIBLES LEADFIX

Evita nuevas cirugías para extraerlas



2 chinchetas 52 €

Ácido poliglicólico,
poliláctico y refuerzo
de carbono



Drills 0,8 y 0,9 mm 15 € cada una

Transportador
de fresas



Perforar la membrana
y el hueso



Chinchetas colocadas

Tiempos de reabsorción



Recién puesta



80 % de
sujeción

5
MESES

5 meses



10
MESES


10 meses



15
MESES

15 meses

INSTRUMENTAL NECESARIO PARA LAS CHINCHETAS




Kit completo 1100 €
Kit mínimo 375 €
incluida 2chinchetas
y lo amarillo)

La punta recta,
 la cajita de aplicación
 y fresas, las fresas
 y el mango

PL 0121	LeadFIX PINS REABSORVIBLES (2 uds)	50,00€
PL 0113	LeadFIX KIT VACIO	260,00€
PL 0114	LeadFIX FRESA 0.8 MM	15,00€
PL 0115	LeadFIX FRESA 0.9 MM	15,00€
PL 0116	LeadFIX BANDEJA COLOCACION	120,00€
PL 0117	LeadFIX Sonda ANGULADA	99,00€
PL 0119	LeadFIX DISPENSADOR DE PINS	45,00€
PL 0120	LeadFIX MARTILLO APLICADOR	55,00€
PL 0126	LeadFIX APLICADOR RECTO	68,00€
PL 0127	LeadFIX APLICADOR ANGULADO	90,00€
PL 0128	LeadFIX MANGO APLICADOR	35,00€
PL 0131	LeadFIX Sonda RECTA	99,00€




20



SOLUCIÓN
PARA LOS
TORNILLOS
ROTOS

ST-001-01/2 FG

10,70 €



Comer pernos metálicos
y de fibra, gates o
peesos partidos dentro
del conducto

Meter en el implante y después del contacto,
poner en marcha y dar pequeños toques

20

FRESAS QUIRÚRGICAS DENTADAS




No vibra, come mejor el hueso

Regularizar
cresta ósea



STI 141 AX 023 PM



STI 141 AX 023 CAXL



STI 141 AX 023 CAL

19,50 €/u

Cajas de 3 fresas iguales




Limpieza alveolar del
tejido granulado

Romper cortical dura para colocar implantes
Cubiertas de zirconio, absorbe parte del calor
y duran más




MANDRIL EXTRA LARGO



15,50 €



24,65 €




19,50€


ST-254-LE-012

Cuello más
robusto y
mejor acceso
apical

19,50€

ADAPTADOR DE FRESAS DE FG PARA PM



10,70€

ADAPTADOR DE FRESAS DE FG PARA CA



10,70€

TUNGSTENO INOXIDABLE

5,50 €




Duran
más
que el
acero

DISCOS DE COLMENA MONTADOS EN CA

Especial para
técnica khoury



REF: 934-190



REF: 934-140

Diámetros

190 mm

140 mm

Grosor 0,17 mm



Cortar
hueso y
férulas

Corta con
el borde

FRESAS QUIRÚRGICAS

Bisturí cerámico sin sangre



Ensanchar surcos
para toma de
impresiones sin
fluidos




Configurar encía
sin hojas de
bisturí,
colgajos....




Exposición de
cavidades
cervicales
cubiertas



Descubrir
implantes sin
bisturí circular



Quitar tejido
granulado



Descubrir
dientes
retenidos



REC

69 €

**No refrigerar, no
clavar más de 3 mm.
No se desgasta**

FRESA QUIRÚRGICA DIAMANTADA



ZRY-016-SG



24,65 €

**No corte esmalte
con tungsteno**

Diseño quirúrgico diamantado.
Corta esmalte, cortical y hueso.

Ahorra tiempo, problemas y costo – dura más

Fuerza menos la turbina y las cervicales

PULIDORA DE PROFILAXIS P-14



Limpiar el interior del
implante sin dañar

20 a 1,30 €

40 a 0,75 €

HOJAS DE BISTURÍ


Números: 15, 15C, 11, 12.

100 unidades **29,50 €**


Consultar otros
modelos



SARRO SUBGINGIVAL



Kit 135 €



11,50 €/una

1º Eliminar el sarro

MEDIO | Primera fase

FINO | Segunda fase

ULTRA FINO | Acabado

Mínimo caja de 3 iguales

IMPLANTOPLÁSTIA

FRESA DE TITANIO
LAMINA CRUZADA



PUNTA ACTIVA



2º Quitar espiras

**Eliminar las estrías del
implante sin dejar rayas**
evitando retención de placa y
repetición del problema

9,15 €

EVITAR RETENCIÓN DE PLACA



U 32

3º Pulido y brillo final del implante

**Evita que se repita el
problema**

R.P.M. 12.000

7,30 €




U 35



SEPTOCONE




Todas las **extracciones dentales** deben ir seguidas de **un tratamiento adecuado del alveolo post extracción**

Origen equino



Si es necesario, se puede ajustar el tamaño del cono.

Sin tratamiento: **pérdida ósea**



Con tratamiento: **mejora de la curación**

**Cono de colágeno de
Alta densidad**


reabsorbible en 3 – 4 meses



Alveolo post extracción.



Tratamiento del alveolo post extracción:
Aplicación de SeptoCone.



5 meses de seguimiento: la curación del hueso es visible en el TAC (tomografía computarizada de haz cónico [CBCT dental]).

10 unidades **110 €**

HEMOCOLÁGENO



Origen bovino

Cubo blando 13 x 13 x 10 mm

Reabsorción en 4 semanas

Absorbe 67 veces su peso

Hemostasia local tras procedimientos quirúrgicos dentales

24 esponjas estériles

77 €

STYPRO: COAGULACIÓN

Colágeno porcino, reabsorbible
que absorbe **50** veces su peso

Envasado
estéril
individual

30 unidades de 1 cm3

32 €



GASAS NO ESTÉRILES

100 unidades

2 €

5 x 5,5 cm



HIELO 24 UNIDADES

No necesita frigorífico

Dura 30 minutos

18 €



NANOSYNT

Injerto óseo 100 % sintético



40% β -FOSFATO TRICÁLCICO Y
60% DE HIDROXIAPATITA

No tóxico, radiopaco,
muy biocompatible



**Vasculariza más
y regenera
el hueso mejor**

Tubos de 0,27 cc

**No desperdicia
material**



**Evita el 20 % de
mermas
y segundas cirugías**

	PVP	OFERTA
NANOSYNT 200 a 500 um 0,54 cc (2 tubos)	64,85 €	45,39 €
NANOSYNT 500 a 1000 um 0,54 cc (2 tubos)	69,08 €	48,36 €
NANOSYNT 200 a 500 um 1,08 cc (4 tubos)	119,93 €	83,95 €
NANOSYNT 500 a 1000 um 1,08 cc (4 tubos)	119,97 €	83,98 €



19,53 € TUBITO



- **Poner sobre cualquier hueso, bovino, porcino, equino, autólogo**
- Defectos óseos intraorales y maxilofaciales pequeños o medianos con al menos 3 paredes de soporte restantes.
- Reconstrucción / relleno alveolar de 1 o varios elementos (por ejemplo, después de la extracción).
- Reconstrucción (horizontal y vertical) en casos de defecto óseo en la cresta alveolar.
 - Elevación sinusal.
 - Tratamiento regenerativo periodontal.
- Relleno de defectos óseos después de la apicectomía, extirpación de quistes óseos y osteotomía correctiva.
 - Tratamiento regenerativo periimplante.



Mezclar con suero, sangre o hueso autógeno



**Fácil transporte hasta la zona,
se adhiere a la espátula**



PERIACRYL

Cianoacrilato adhesivo oral alta viscosidad

Protección total inmediata



**Acelera
la cicatrización**



Evita infecciones Evita dolor

Donde usarlo

- 1- Corte accidental de labio
- 2- Tras la colocación de un implante dental
- 3- En una zona donante de encía
- 4- En una zona receptora de injerto de encía
- 5- En el margen periodontal tras una limpieza
- 6- En alveolo post - extracción, cubriendo colágeno y sutura tras un injerto óseo



Monodosis

10 usos 0,2 ml **Pvp 100 €**

50 usos 0,5 ml **Pvp 198 €**

10 UNIDADES 0,2 ml



PUNTAS ULTRASONIDO PEEK

**Dura más que el teflón y el carbono y no
daña el implante ni la cerámica**

Esterilizables y reutilizables



**48 € + punta
repuesto**

Ems 44-eicp

Sat 44-sicp

Reposición

9,50 € una
(comprando 10)



SET PUNTAS ULTRASONIDO PEEK (Repuestos)

No necesita comprar la punta completa

Compatible con satelec ó ems

Set de 10 un

95 €

Set de 5 un

59 €





CEMENTO KDM IMPLANTOCEM

Cemento de fraguado dual
semipermanente para implantes



1 jeringa de 5 ml + 10 cánulas

Buena elasticidad y buen
sellado
Fácil y cómodo de usar

51,38 €



CONLIGHT

Composite 100 % calcinable
(Único por sus propiedades)



Evita movimientos del
implante al tomar
impresiones



Ferulización de postes de
impresión para implantes



Férulas de
comprobación

No calienta ni huele ni quema

Biocompatible (libre de mma)

Modelar directamente en boca

No deja burbujas

Fluorescente para mejor visibilidad

No se adhiere a la cerámica

Una vez endurecido retocable sin
deformaciones

Tisotrópico (mejor manejo)

No irrita los tejidos



3 jeringas
de 3 gr. 9
cánulas

Fácil
aplicación

3 jeringas
150 €

1 jeringa
60 €

LÍNEAS DE IRRIGACIÓN W & H

Kit líneasKit líneas desechables
para elcomed sa-310,
implantmed si-915/si-923,
implantmed si-95. 2,2 m de
largo, para motores con cables
de longitud 1,8 m.



59 €

Caja 6 unidades

LÍNEAS DE IRRIGACIÓN NSK

Líneas de irrigación
desechables para
motores NSK



65 €

Caja 5 unidades

LÍNEAS DE IRRIGACIÓN COMPATIBLE CON ACTEON, MARIOTTI, SWEDEN & MARTINA



Compatible con los motores:
acteon satelec suni 2000/3000, suni
max / blue rocket br3000, br4000 /
bredent sky unit / friatec
implantology surgical unit / hkm
dental surgery unit, dental unit dsc
electronic, surgi set basic, surgi set
pro 500 / mariotti miniuniko
surgery / sweden&martina xo osseo

60 €

Caja 10 unidades



SUTURA SEDA NATURAL TRENZADA ARAGÓ

12 unidades
24 €


Esterilizadas por
rayos gamma

REF	TRENZ	AGUJA	FORMA	LONG	TALLA
AG48029	TB-15	3/8	TRIANG.	19 mm	3/0
AG48030	TC-16	1/2	TRIANG.	26 mm	2/0
AG48031	TC/16	1/2	TRIANG.	26 mm	3/0
AG48032	TC-16	1/2	TRIANG.	16 mm	4/0

No absorbibles

SUTURA SUPRAMID ARAGÓ 75 CM MULTIFILAMENTO

36 unidades
72 €
1,97 € una


No absorbible
Trenzado

REF	TRENZ	AGUJA	FORMA	LON G	TALLA
AG48195	TB-15	3/8	TRIANGULAR	19 mm	3/0
AG48122	TB-15	3/8	TRIANGULAR	19 mm	4/0
AG48140	TC-14	1/2	TRIANGULAR	NEGRA	3/0
AG48145	TB-15	3/8	TRIANGULAR	19 mm	5/0
AG48141	TC-14	41/2	TRIANGULAR	22 mm	4/0
AG48151	TB-15	3/8	TRIANGULAR	19 mm	6/0
AG48164	TB-12	3/8	TRIANGULAR	16 mm	5/0



CROMADEN

Silicona para rebase blando

Ajuste perfecto en vivo



Retocar silicona



Los acondicionadores de tejidos se hacen con resinas blandas, porosas que absorben restos, huelen y hay que cambiar con frecuencia

Evita problemas, en crestas afiladas, aliviando las áreas de presión

Hace "ventosa", con la saliva evitando que se caiga la prótesis sobre crestas romas

Con silicona dura 2 años

**134 € + Gafa de protección
antirayas**





Dental Arroyo - Selecdent




TLF: 91 711 45 08 info@arroyoselecdent.com

10 **FLEX** LÁMINA FLEXIBLE CORTICAL Y ESPONJOSA



**AUMENTO VERTICAL
Y HORIZONTAL DE
LA CRESTA Y
PAREDES DEL HUESO**



**AL SER FLEXIBLE PUEDE
CONTORNEAR EL DEFECTO**

**FÁCIL COLOCACIÓN Y
MANTENIMIENTO**

TIEMPO DE REMODELACIÓN

4-6 MESES (ESPONJOSA)

8-12 MESES (CORTICAL)

REF:0029 ESPONJOSA
25 X 25 X 3 mm

REF:0030 CORTICAL
25 X 25 X 2-2,5 mm


OFERTA 189 € 1+1 GRATIS

OSTEOXENÓN FLEX

LÁMINA FLEXIBLE CORTICAL



**AUMENTO VERTICAL
Y HORIZONTAL DE
LA CRESTA Y
PAREDES DEL HUESO**



**FÁCIL COLOCACIÓN Y
MANTENIMIENTO**

**AL SER FLEXIBLE PUEDE
CONTORNEAR EL DEFECTO**

REF:0045

21-25 X 23-27 X 0,9mm

348 €

REF:0044

21-25 X 23-27 X 0,5 mm

348 €

TIEMPO DE REMODELACIÓN

8-12 MESES (CORTICAL)




Dental Arroyo - Selecdent



TLF: 91 711 45 08 info@arroyoselecdent.com

XENOMÁTRIX GENERAL **MATRIZ TRIDIMENSIONAL PARA** **REGENERACIÓN DE T EJIDOS BLANDOS**



REF: 0015 15X30X4 mm

185€ 1 UNI

TENDÓN DE AQUILES ORIGEN EQUINO

ACELERA LA CICATRIZACIÓN
(NO ES PROTECCIÓN DEL INJERTO)

DISMINUYE INFECCIONES

MEJOR RESULTADO ESTÉTICO



RECESIÓN
GINGIVAL



PULIR LA RAÍZ
EXPUESTA



IMPRESINDIBLE LOGRAR EL
POSICIONAMIENTO PASIVO



POSICIONAR LA
MATRIZ Y SUTURAR
CON PUNTOS
REABSORBIBLES



SUTURAS
INTERRUMPIDAS Y EN
CABESTRILLO, LIBRES
DE TENSIÓN



A LOS 4 MESES CON
COBERTURA
RADICULAR Y
GROSOR ADECUADO

EVITA 2ª CIRUGIA E INJERTOS DE PALATINO



10

XENOMÁTRIX ALVEOLAR

MATRIZ PARA REGENERACION DE TEJIDOS BLANDOS


2 UNI

REF: 0016A 20X10X4 mm REF: 0016B DIAM. 14X4mm

185 €




XENOMATRIX



2 PARCHES A y B




ALVEOLO POST-EXTRACCION



SEPRE EL PERIOSTIO ALREDEDOR DEL ALVEOLO



PONER LOS GRÁNULOS



ZONA CORTA DEL PARCHÉ "A" DEBAJO DE LA SOLAPA PARCHÉ "B" SOBRE INJERTO



LA OTRA PARTE DEL PARCHÉ "A" DEBAJO DE LA SOLAPA CUBRIENDO EL PARCHÉ "B"



PUNTOS EN CRUZ



ALVEOLO POST-EXTRACCION



HACER "BOLSILLO" EN AMBAS CARAS



IMPLANTE INMEDIATO CON INJERTO ÓSEO Y PARCHÉ



EXPUESTA SIN COLGAJO



A LOS 7 DIAS CON TEJIDO

3 MESES

PILAR DEFINITIVO

CORONA DEFINITIVA



HEART MEMBRANA PERICARDIO EQUINO

REF: 0046 15X20X0,2 mm

219 €

REF: 0014 25 X 30 X 0,2 mm

276 €


HEART
Pericardium Membrane

RECUBRIMIENTO DE INJERTO
ÓSEO DE LARGA DURACIÓN
3-4 MESES CON PROTECCIÓN
EPITELIAL

RESISTENTE Y ELÁSTICA

EFFECTO BARRERA DURADERO


FÁCIL MANEJO Y SUTURABLE




ELEVACIÓN DE SENOS
MÁS TIEMPO DE
PROTECCIÓN



FIJACIÓN CON
TORNILLO DE
OSTEOSÍNTESIS



ESPACIO CORTICAL
RELLENO DE
GRÁNULOS




CUBRIR EL INJERTO
CON LA MEMBRANA
DE PERICARDIO




APERTURA 5
MESES DESPUÉS




CAVIDAD SIN
PARED VESTIBULAR



RELLENAR DEFECTO
CON GRÁNULOS




CUBRIR CON
MEMBRANA DE
PERICARDIO



CICATRIZACIÓN A
LOS 7 MESES CON
VOLUMEN PAPILAR



CÁNULAS DE ASPIRACIÓN QUIRÚRGICA



Aspiración muy precisa desarrollada para trabajar bajo microscopio o lupa

Fácil y lista para su uso

El verde crea mejor contraste

Manipulación higiénica

Incluye adaptador doble

Ref 462025

caja 20 uni **45,70 €**

Diámetro en la punta
2,8 mm



Ref 462012

caja 20 uni **50 €**

Diámetro aspiración
1,2 mm



SET ESTÉRIL PARA CIRUGÍA



Para 3 personas

18 €

- 3 batas de polipropileno, 30 gr / m2, con puños elásticos . Verde.
- 1 par de guantes grandes. Blanco.
- 1 par de guantes medios. Blanco.
- 1 par de guantes pequeños. Blanco.
- 2 gorros ajustables con elásticos. Verde.
- 1 gorro de cirujano con cinta posterior. Verde.
- 3 mascarillas de alto riesgo, de triple capa, con cintas. Verde.
- 1 paño impermeable de 50 x 60 cm fenestrado sin adhesivo. Azul.
- 2 paños impermeables de 50 x 60 cm. Azul.
- 1 paño impermeable de 80 x 100 cm. Azul.

KIT ATORNILLADOR IMPLANTES CLINICA



Largo 25 mm




1 Mango + 8 puntas

- **1 punta hexágono externo 1.20** (compatible con branemark / microdent / avinent / tekniimplant / biomet 3 / bego semados / mis)
- **1 punta hexágono externo 1.25** (compatible con proclinic / defcon – phibo / osteoplus / zimmer / best fit de gt medical)
- **1 punta hexágono externo 1.70** (compatible con klockner)
- **1 punta hexagonal 1.27** (compatible con astra)
 - **1 punta cruz m** (compatible con klocker)
 - **1 punta plana m** (compatible con todos los sistemas de tipo ranurado)
 - **1 punta torx** (compatible con straunann)
 - **1 punta plana** (standard)

214 €



IMPLANT EXTRACTOR



Extractor de dientes,
raíces, tornillos e
implantes

428 €

**Ahorra hueso y
cirugías**

10

CARRACA DINAMOMÉTRICA

Para
atornilladores
de contra
ángulo

Ref. : 50410



276 €

10

LLAVE DINANOMÉTRICA

Para apretar
implantes



Mandril no incluído

Torque
10 – 35 ncm

793 €