



**DENTAL ARROYO
SELECCDENT**



Tel.: 91 711 45 08



676 17 04 78

info@arroyoselecdent.com

www.arroyoselecdent.com

Ofertas válidas hasta el
30 de abril, salvo
cambios imprevistos del
fabricante o error
tipográfico

Otros productos
consultar

Whatsapp 676 17 04 78

Periodo de devolución
14 días



DENTAL ARROYO SELECDENT



Tel.: 91 711 45 08



676 17 04 78

info@arroyoselecdent.com

www.arroyoselecdent.com

DISCOS PULIR SIN RIESGOS PARA ESMALTE

Mandril
protegido
para no dañar



Diámetro 12 mm
64 piezas variadas
+ mandril



36 €

Parte activa
sin metal (no
daña el
esmalte)

No mancha los
composites



Mandril rosca

12 €

Reposiciones de 50 unidades (12 mm)



CHAMP G
GRUESO



CHAMP M
MEDIO

24 €



CHAMP F
FINO



CHAMP SF
SUPER FINO

No dañan
el esmalte



24 discos
(2 tamaños)
+ mandril

DISCOS DE FIELTRO

Pulido y brillo de
composites y cerámica

**PVP 40,96 € + 1 diamond
excel 2 gr. Gratis**



DIAMOND EXCEL

~~17,70 €~~

OFERTA 13,63 €

Solo composites,
no cerámicas





**DENTAL ARROYO
SELECCION**



Tel.: 91 711 45 08

676 17 04 78

info@arroyoseleccion.com

www.arroyoseleccion.com

SEPTO CONTACT FORMADOR DE PUNTOS CONTACTO

15



Juego con 2 instrumentos Rf. 10363T



**Ahorra
segundas
visitas**



Empaquetamientos

2 tamaños

Crea el punto de contacto en caries proximales



**Fotopolimerización
a través del
instrumento**

Presionar el punto de contacto por mesial
o distal y fotopolimerizar al tiempo

49 €



DENTAL ARROYO SELECDENT



Tel.: 91 711 45 08



676 17 04 78

info@arroyoselecdent.com

www.arroyoselecdent.com

ESPEJOS ANTIVAHOS

(Imagen real)



Aguantan mejor los
líquidos de
desinfección, el
autoclave y la
limpieza sin rayarse

No se empañan
y duran más

Se ve mejor

Cabo largo



Mango espejo CS

Ref.: ML42917



5,50 €


No se oxidan

Cabo corto



Mango espejo SS

Ref.: ML42950



7,50 €

Presentación
cajas de 12

12 A 3 € cada espejo

24 A 2,55 € cada espejo



**DENTAL ARROYO
SELECCION**



Tel.: 91 711 45 08

WhatsApp 676 17 04 78

info@arroyoseleccion.com

www.arroyoseleccion.com

MODELO DE ORTODONCIA (Brackets cerámicos)

15



Parte Inferior

25 €

MIRAHOLD-BLOCK

15

Abreboca de silicona elástico con 1 fijador a mejilla



6 €



**DENTAL ARROYO
SELECDENT**



Tel.: 91 711 45 08



676 17 04 78

info@arroyoselecdent.com

www.arroyoselecdent.com

25

**Cemento de resina definitivo
universal**

CRU SELECDENT



AHORA



1 jeringa con 7 gramos más cánulas

**Sin acido – sin adhesivo – sin coronas
altas – sin problemas de humedad –
sin bisfenol (Bis GMA)**

Dual

4 productos en 1

Cementa todos los materiales

Reconstruye muñones

Repara cerámicas

Caries de cuello (evita que “salten”)



DENTAL ARROYO SELECCDENT



Tel.: 91 711 45 08



676 17 04 78

info@arroyoseleccion.com

www.arroyoseleccion.com

CRU SELECCDENT

Cemento de resina definitivo universal
Relleno nano



Jeringa doble de 7gr.

PROBLEMA



Las caries de
cuello "saltan con
facilidad"



SOLUCIÓN

Se adhiere mejor al
cuello, y al composite

Los cementos en polvo y liquido
pueden tener problemas de dosis
y de mezcla



Automezcla perfecta y
rápida

Pérdida de tiempo hasta que
fragua



Fraguado 40 segundos
con luz y 4 minutos sin luz

Con la humedad (barrillo
dentinario) pueden despegarse



Hidrofílico, si hay
humedad se adhiere mas

Dual, si no llega la luz, fragua solo

Fraguado anaerobico (sin presencia de oxígeno)
no se desperdicia la última capa

Autograbante, sin adhesivo (grabar sólo el esmalte)

Libera fluor
Radiopaco

Sin bisfenol (bis gma)

Ausencia de sensibilidad

INCOMPATIBLE CON LOS PRODUCTOS QUE CONTIENEN BIS GMA



DENTAL ARROYO SELECCDENT



Tel.: 91 711 45 08



676 17 04 78

info@arroyoselecdent.com

www.arroyoselecdent.com

No usar adhesivo si hay retención adecuada



Ferulizaciones
Grabar esmalte
no abrasionado

No secar el diente,
contiene agua natural,
sólo removerla

Semipolimerizar uno
o dos segundos el
sobrante y quitar
con instrumento



Coronas y puentes capa
de 12 micras, no deja
coronas altas



Perno muñón colado



Puentes de maryland



Inlay / onlay



Mantenimiento de espacio



Refuerzo de puentes y prótesis



RECONSTRUCCIÓN DEL MUÑÓN.

Adhesión
química al
perno, esmalte
y dentina



Comportamiento
similar a la
dentina
natural

Para **todas** las superficies



DENTAL ARROYO SELECCDENT



Tel.: 91 711 45 08



676 17 04 78

info@arroyoselecdent.com

www.arroyoselecdent.com



Cerámica sobre Circonio



Circonio sobre metal

En circonio y cerámica, microabrasionar o grabar para crear mejor retención mecánica

PROTOCOLO PARA REPARAR CERÁMICA



- 1- Descartar que no sea un problema de oclusión
- 2- Asperizar la superficie para crear retenciones
- 3- Grabar con ácido fluorhídrico
- 4- Aplicar silano
- 5- Aplicar cement URC, al tener 12 micras de grosor, deja más espacio para el opaquer y el composite



DENTAL ARROYO SELECDENT



Tel.: 91 711 45 08



676 17 04 78

info@arroyoselecdent.com

www.arroyoselecdent.com

Si se ha utilizado eugenol, quitar con
ácido antes de poner otro producto

4 productos en 1

Cementar, reconstruir, reparar
cerámica y caries de cuello

CRU SELECDENT



AHORA



1 jeringa con 7 gramos más cánulas

1 a 83€

2 a 79 €

4 a 72 €



DENTAL ARROYO SELECDENT



Tel.: 91 711 45 08



676 17 04 78

info@arroyoselecdent.com


www.arroyoselecdent.com

PERNOS SELECDENT

25

Fibra de vidrio reforzada con resina

- ✓ **Anatómicos modificables no debilitan la raíz**
- ✓ **Longitud adaptable, sin deshilacharse (sólo 4 tamaños)**
- ✓ **No se parten ni rotan**
- ✓ **Drills anatómicos, utilizables como Gates o Peesos, más robustos y para hueso**



Reposiciones:
Caja de 10 pernos

15,50 € drill



Kit 20 surtidos+drills

~~pvp 182€~~

Oferta 157€

1 caja 49,50€
4 cajas 38,50€ /caja.
surtidos

<https://www.youtube.com/watch?v=szeftT8zDAI>



Ver video



DENTAL ARROYO SELECDENT



Tel.: 91 711 45 08



676 17 04 78

info@arroyoselecdent.com

www.arroyoselecdent.com

25

PAPACARIE DÚO

Tratar caries sin turbina ni
anestesia



Jeringa de 3 gr.

- **Ahorra tiempo, material y pinchazos**
- Solo ataca al tejido o careado
- La dentina sana queda grabada
- Sin contraindicaciones
- Sin aerosoles

Ahora 3 veces
más contenido,
ahorra el 60%

~~PVP 141€~~

OFERTA 129 €

1,43 € por carie



Acceso directo
a la caries




Aplicar




Extender




Quitar con
cureta/cucharilla



Superficie
brillante



Ver
vídeo



DENTAL ARROYO
SELECDENT

www.arroyoselecdent.com
91-711-45-08

Contiene cloramina,
con efecto bactericida
dentro del túbulo



DENTAL ARROYO SELECCION



Tel.: 91 711 45 08



676 17 04 78

info@arroyoselecdent.com

www.arroyoselecdent.com

25

GLASS LINER

Ionómero fotopolimerizable



Resistencia
(200 mpa.)

Jeringa de 2 ml. con puntas

Caries profundas



Cavidades
irregulares sin
quitar más dentina



Obturación definitiva de
todo tipo de cavidades,
especialmente si están
cerca de pulpa

- **Evita segundas visitas por dolor**

- Rápido: una capa de hasta **5 mm.** y lámpara

- Ahorra ácido y adhesivo

- Mejora el resultado.

1ud. a 35,70 €

2uds. a 32,70€/ud

4 a **30,50 €/ud**



DENTAL ARROYO SELECCDENT



Tel.: 91 711 45 08



676 17 04 78

info@arroyoselecdent.com

www.arroyoselecdent.com

25

MATRICES TORM

Anatómicas

•No deja escalones, como las matrices rectas



Fácil colocación



Punto de contacto



óptimo



Ideal extremos libres



Distal



Mesial

Cómodo, económico, fácil, ahorro de tiempo



REF	REPOSICIONES	PVP €
1003	1 CLIP	14
1311	12 MATRICES PEQ.	18
1312	12 MATRICES MED.	18
1313	12 MATRICES GRD.	18

48 unidades surtidas

Oferta kit 59 €

(de 12 en 12)

61 €

MEJORE SU SONRISA



CONSULTENOS



DENTAL ARROYO SELECDENT



Tel.: 91 711 45 08



676 17 04 78

info@arroyoselecdent.com

www.arroyoselecdent.com

DESENSIBILIZANTE KF

Concentración al 0,2 % o al 2%

- Previene la hiperestesia.

- Elimina la sensibilidad previa y durante el blanqueamiento, sin interferir.



- 0,2% Aplicar en casa desde dos semanas antes y durante el blanqueamiento.



- 2% Aplicar en clínica 10 minutos antes del blanqueamiento profesional).
- 5 Minutos de contacto con la boca abierta.
- Hidrata-PH casi neutro.

Doble acción

Desensibilizante (nitrato potásico)

Remineralizante (floruro de sodio)

17,85 € unidad (OFERTA 3+2)

Resultante 10,71 € por caja



DENTAL ARROYO SELECDENT



Tel.: 91 711 45 08



676 17 04 78

info@arroyoselecdent.com

www.arroyoselecdent.com

WHITENESS PERFECT

Peróxido de carbamida al 10 % y 16 % para
blanqueamiento en casa




Sin reservorio.
Muy tixotrópico.
Se aspira mejor.

Kit 5 jeringas (15gr)
2 planchas férulas
+ portaférulas + puntas

69,96 €

1 jeringa 14 €



1 jer. 10,50 €

Jeringa de 3 gramos

Dura entre 12 y 15 días

Hidrata y PH casi neutro

Kit 50 jer.

~~PVP 477,12 €~~

OFERTA 372,15 €

Jeringa 7,44 €





DENTAL ARROYO SELECCIDENT



Tel.: 91 711 45 08



676 17 04 78

info@arroyoselecdent.com

www.arroyoselecdent.com

WHITENESS HP AUTOMIX

35 % peróxido de hidrógeno (uso clínico)



- **Evita la sensibilidad, producida por las lámparas de uso profesional.**

- **Neutraliza la posible quemadura.**

- Dientes más hidratados, PH neutro, no desmineraliza

- **Remineraliza**, reduciendo sensibilidad.

Dos pases de 15 minutos, o tres pases de 8 minutos en una sola sesión, aclarando entre pases.

Kit 5 g de HP AUTOMIX

- 1 jeringa de whiteness hp automix con 5g
- 5 puntas automezcla
- 1 jeringa de top dam con 2g.
- 1 frasco de solución neutralize con 2g (neutralizador de peróxido)



No cambia de color, mejor control

Si se aplica pincelando en lugar de con la punta, pueden salir 4 casos (16 € paciente)

Jeringa 5gr a 87,81 €

**OFERTA
3+1 GRATIS**



DENTAL ARROYO SELECCION



Tel.: 91 711 45 08

676 17 04 78

info@arroyoselecdent.com

www.arroyoselecdent.com

AQUAFLUOR

Sellador desensibilizante
de uso profesional



59€

10 ml

Barniz-resina de fluoruro de sodio, dihidrofluoruro de bis(hidroxietil)-aminopropil-N-hidroxietil-octadecilamina

- ✓ Evita incrustaciones de restos de café, vino, tabaco,...los blanqueamientos duran más.
- ✓ No amarillea los dientes.
- ✓ Pueden comer a los 15 minutos.
- ✓ Aplicación única. Efecto inmediato y duradero.
- ✓ Se seca con aire.



Caries de
cuello



Cavidades



Tallados

- Prevención de caries en ortodoncia.
- Protección de caries en adultos y niños.



DENTAL ARROYO SELECCIDENT



Tel.: 91 711 45 08



676 17 04 78

info@arroyoselecdent.com

www.arroyoselecdent.com

Whiteness Super-endo



Jeringa 3 gr.

Aclaramiento interno de dientes desvitalizados (uso clínico)

Carbamida al 37%, aplicación directa, sin mezclas, no se pega, fácil retirada, viscosidad cómoda.

Sellar la raíz con cemento y tratar antes del blanqueamiento clásico



Sellar 3 o 4 días
Repetir 2 o 3 veces

PVP 69 €
OFERTA
51,75 €

70 usos



DENTAL ARROYO SELECDENT



Tel.: 91 711 45 08



676 17 04 78

info@arroyoselec dent.com

www.arroyoselec dent.com

WHITENESS RM

Removedor de manchas

“Peeling” dental

Facilita la penetración de otros productos

ICON, remineralización,
adhesivos, flúor, blanqueamientos (aplicar 10 minutos
antes del blanqueamiento en clínica)



Mancha Blanca

Microabrasión en
manchas blancas



Microabrasión
Remineralización

Remineralización



Fluorosis

WHITENESS RM
Ácido clorhídrico al
6% y carburo de
silicio.



Mejor limpieza

~~46,76 €~~

39,75 €



Litio + Ácido clorhídrico al 6%

Ver video



https://www.youtube.com/watch?v=cBIWyT8_RKE



DENTAL ARROYO SELECCIDENT



Tel.: 91 711 45 08



676 17 04 78

info@arroyoselecdent.com

www.arroyoselecdent.com

TOP DAM

Protector gingival

- **Protección de filtraciones** de ácido a través de la junta del dique
- No irrita los tejidos gingivales
- Excelente poder de sellado



Resina fotocurable
que sustituye al dique
de goma



Jeringa de 2 gramos
azul

30,54 € UNIDAD

OFERTA 4+2

(precio resultante 20,36 €)

ABREBOCAS ARCFLEX

Aleja los labios y
lengua y expone
los arcos
dentales de forma
cómoda y segura



OFERTA 12,59 €



- Retractor labial (o abre boca).
- Protección para lengua.
- Descanso de mordida.
- Extremamente cómodo y seguro.
- Autoclavable.

Desmontable para facilitar la desinfección y esterilización

Deformable para disminuir su tamaño



DENTAL ARROYO SELECCION



Tel.: 91 711 45 08

676 17 04 78

info@arroyoseleccion.com

www.arroyoseleccion.com

VITTRA UNIQUE

Composite camaleónico, para todos los colores



Diastema




Cierre



Blanqueamiento

Evita retirar el composite en caso de
blanqueamiento posterior



La canforoquinona
amarillea el
composite



**No cambia el color
de las carillas**

Fluorescencia natural



Con tecnología
aps, más
profundidad sin
amarillear

Jeringa de 4 gr o 20 cápsulas **58,14 €** No bis gma



**50%
DTO.**

**2+2 GRATIS
29 € Resultante**



DENTAL ARROYO SELECCION



Tel.: 91 711 45 08

WhatsApp 676 17 04 78

info@arroyoseleccion.com

www.arroyoseleccion.com

15



VITRA UNIQUE FLOW Camaleónico



(Unicromático, menos stock)

- Capas de 2 ml.
- Cuellos, fondos, chimeneas, ataches, niños ...
- Usar antes del blanqueamiento dental

En ataches, se mimetiza con la pieza



Jeringas de 2 gr.
+ 10 puntas

44,14 €

**3 Jeringas +
1 Unique de 2 gr.
GRATIS
Resultante 33,10 €**





DENTAL ARROYO SELECDENT



Tel.: 91 711 45 08

WhatsApp 676 17 04 78

info@arroyoselecdent.com

www.arroyoselecdent.com



VITTRA FLOW



Jeringa de 2 gr.

- Densidad media, no gotea
- Submicrométrico
- 70% carga inorgánica
- Más estético y mejor pulido
- Sistema APS, color más estable
- Fondos, carillas



- 8 Colores y Opaquer (chimeneas)

OFERTA

Comprando 2 unidades

Cartucho 50 ml. Silic One Clear Body I

GRATIS

44,14 €/u.

6 Cánulas de plástico y 6 metálicas

(reposiciones sueltas)





DENTAL ARROYO SELECCION



Tel.: 91 711 45 08

676 17 04 78

info@arroyoseleccion.com

www.arroyoseleccion.com

ADHESIVO AMBAR APS

15



El único que no amarillea

Ideal con humedad,
próxima a encía y dentina
Para todos los composites



Adhesión más
duradera

No afecta al color del bracket cerámico

**390 gotas 66,22€ + 6 jerin. ácido fosforic. 37 %
gratis**



6 ml



No cambia el color
de las carillas





DENTAL ARROYO SELECCDENT



Tel.: 91 711 45 08

676 17 04 78

info@arroyoselecdent.com

www.arroyoselecdent.com

ADHESIVO AMBAR APS UNIVERSAL

Grabado ácido total y
**autograbante en esmalte
y dentina**

El único que no amarillea

Ideal con humedad,
próxima a encía y dentina

Para todos los composites



5 ml



**Sale una gota,
no echa de más**

Adhesión más
duradera



~~PVP 85,99 €~~

OFERTA 66,21 €



**No cambia el color
de las carillas**



**30%
DTO.**

Kit

Vittra Unique

+

Ambar Universal

~~126,78 €~~

Oferta 88,94 €





DENTAL ARROYO SELECDENT



Tel.: 91 711 45 08

676 17 04 78

info@arroyoselecdent.com

www.arroyoselecdent.com

NUEVO

AMBAR APS PLUS UNIVERSAL

Adhesivo más silano



Autograbado, grabado **selectivo** en esmalte
y grabado **total** (esmalte y dentina)



3 ml (250 usos)

Incoloro y no
desperdicia
ni una gota



- Dual, polimeriza con o sin luz (“iniciar” antes)
- **Muy tolerante a la humedad**
- **Adhesión a dentina, metal y circonio**
- Elimina posibles errores por reducción de pasos
- **Reparación de cerámica sin silano**
- Menos tiempo de trabajo

~~PVP 69,54 €~~

OFERTA
53,55 €

Aumenta la resistencia
de la unión

Película adhesiva más
estable





DENTAL ARROYO SELECDENT



Tel.: 91 711 45 08



676 17 04 78

info@arroyoselecdent.com

www.arroyoselecdent.com

GEL GRABADOR CONDAC 37

Ácido ortofosfórico al 37%
Densidad adecuada



Bolsa de 3 jeringas de 2,5 ml

3 Jeringas de 2,5 ml

13,11 €

OFERTA 3+1

Resultante 3,28 €/jeringa



DENTAL ARROYO SELECDENT



Tel.: 91 711 45 08



676 17 04 78

info@arroyoselecdent.com

www.arroyoselecdent.com

ADVANCE

15

Obturador provisional fotocurable



2 jeringas de 4 gr.

OFERTA 41 €

- Se quita fácil, sin los problemas del teflón y el algodón. Con sonda o cureta, sin fresas

- Sin filtraciones, se expande con la saliva, dejando un sellado perfecto

- No necesita ácido ni adhesivo

- Sin eugenol

- No interfiere con otros productos

- Más rápido, sale en bloque

- No es pegajoso


- Compatible con composites

- Trasparente y elástico

Sellado de "chimeneas"



1. Inserción en el orificio del tornillo



2. Fotocurar 40"



3. Visión final



4. Extraer el tapón con una sonda



5. restauración Definitiva

Base para provisionales



- ✓ Se quitan sin problema con los dedos, sin dejar restos de cemento
- ✓ Más cómodo y rápido que los cementos provisionales. (Se ahorra quitarlos)

Obturación provisional de conductos y cavidades



- Grabar
- Insertar bioplic
- Polimerizar



DENTAL ARROYO SELECDENT



Tel.: 91 711 45 08



676 17 04 78

info@arroyoselecdent.com

www.arroyoselecdent.com


PEROXILL

Polvo enzimático




Hace las 3 fases (limpiar, desinfectar y esterilizar) al tiempo, evitando los riesgos de manipulación


1000 gramos




Normal



1-Limpiar



2- Desinfectar




3- Esterilizar

LIMPIAR ES LA
FASE MAS
PELIGROSA



NO
DEBE HACERSE
ANTES DE
DESINFECTAR



EVITELO

AUNQUE
TENGA
GUANTES,
CORTES Y
PINCHAZOS
**PUEDEN
CONTAGIARLE**

No fija los restos como los aldehídos



Llega a zonas inaccesibles

Ver video

<https://www.youtube.com/watch?v=OOoaFk6Bb1k&t=27s>



DENTAL ARROYO SELECCION



Tel.: 91 711 45 08

676 17 04 78

info@arroyoseleccion.com

www.arroyoseleccion.com



ENZIMÁTICO

DESINTEGRA SANGRE, DENTINA...

ESTABLE HASTA 48 HORAS

EL CALOR AFECTA AL CORTE DE LOS
INSTRUMENTOS, CON EL RIESGO DE
PARTIRSE Y NO PODRÍA METERSE
MATERIAL TERMOSENSIBLE



En 5 minutos desinfecta y desincrusta
(1 cacito/litro).

En 10 minutos además esteriliza en frío
(2 cacitos/litro).

ESPORICIDA, MICOBACTERICIDA, **VIRUCIDA** (HIV,
HBV, HCV, ADENO VIRUS) BACTERICIDA Y FUNGICIDA

PEROXILL

52 €



DENTAL ARROYO SELECCION



Tel.: 91 711 45 08



676 17 04 78

info@arroyoseleccion.com

www.arroyoseleccion.com

SILIC • ONE

NOVEDAD

Enamórese por los **detalles**

Material de moldeo a base de silicona de adición.



Precio resultante de las ofertas:

39,50 €

19,95 €

29 €



Precisión en la reproducción de detalles.



2x más estabilidad dimensional.



Practicidad.



Excelente hidrofília.



Colores vivos: mayor visibilidad.



Excelente tiempo de trabajo.



Alta resistencia a la ruptura.

OFERTAS

REF.	DESCRIPCIÓN	D.V.D.	OFERTA
237550	SILIC ONE FGM LIGHT BODY II 2x50 ml	58,00 €	2+2
237551	SILIC ONE FGM PUTTY SOFT 2x400 g	79,00 €	1+1
237552	SILIC ONE FGM CLEAR BODY I cartucho 50 ml	39,90 €	1+1
237553	SILIC ONE FGM PUTTY + LIGHT BODY kit	79,00 €	59,88 €

SILIC-ONE MARCA A MARCA B MARCA C MARCA D MARCA E



TIEMPO DE TRABAJO

Parámetro técnico	Putty Soft	Clear Body	Light Body
Tipo	0	2	3
Tiempo de mezcla	30"	-	-
Tiempo total de trabajo	1'30"	1'30"	2'15"
Tiempo de cura en la cavidad oral	3'00"	3'00"	3'30"

FORMAS DE PRESENTACIÓN

Kit



24% DTO.

Repuesto Light Body 2



2+2

Repuesto Putty Soft



1+1

Repuesto Clear Body



1+1

Contenidos:

1 bote de pasta base Putty Soft con 400g + 1 bote de pasta catalizadora Putty Soft con 400g + 2 cartuchos de Light Body con 50ml + 12 puntas mezcladoras + 12 puntas intraorales + 2 cucharas dosificadoras.

2 cartuchos con 50ml cada uno + 12 puntas mezcladoras + 12 puntas intraorales.

1 bote de pasta base con 400g + 1 bote de pasta catalizadora con 400g + 2 cucharas dosificadoras.

1 cartucho con 50ml + 3 puntas mezcladoras.



DENTAL ARROYO SELECCIDENT



Tel.: 91 711 45 08

WhatsApp 676 17 04 78

info@arroyoselecdent.com

www.arroyoselecdent.com

Elóra^{APS}

NUEVO

Elóra es una resina compuesta nanohíbrida disponible en dentina, esmalte y cuerpo. Incorpora el sistema APS, que junto con la composición y distribución de partículas, proporciona resistencia, propiedades ópticas y resultados estéticos naturales. Su sistema de colores permite simplificación y previsibilidad en los procedimientos restauradores.

Esmalte de efecto

TRANS

El composite esmalte más translúcido del sistema Elóra APS, utilizada para reproducir efectos en áreas específicas, como incisales y proximales.



WE

El composite esmalte acromático puede ser utilizado, dependiendo del protocolo de restauración, como un esmalte palatal y el vestibular, o solo como esmalte vestibular (como, por ejemplo, en los casos de carillas).

BODY

Composite con translucidez intermedia, puede ser utilizada como camada intermedia o capa única, reproduciendo esmalte igual que dentina.



DENTINA

Composites con menor grado de translucidez, indicada para utilización como primer capa en la reproducción de la dentina.



SISTEMA CON DIFERENTES NIVELES DE TRANSLUCIDEZ

CUERPO/BODY						
A1	A2	A3	A3.5	B1	BL	XBL
DENTINA			ESMALTE DE EFECTO			
DB1	DA1	DA3	TRANS	WE		

¡PROMOCIÓN!

Por la compra de 4 unidades de Elóra APS
(se pueden mezclar colores),

GRATIS*

Instrumento LM SOLO anterior Dark Diamond

REF.	DESCRIPCIÓN	OFERTA
236689	ELÓRA APS WE Jer. 2 g	39,68 €
236685	ELÓRA APS TRANS Jer. 2 g	39,68 €
Varías	ELÓRA APS Dentina Jer. 4 g DA1, DA3, DB1	51,63 €
Varías	ELÓRA APS Body Jer. 4 g A1, A2, A3, A3.5, B1, BL, XBL	51,63 €
237562	Espátula LM Arte 431-433DD ES SOLO anterior Dark Diamond	GRATIS

LM

Ante la
diferencia

*Oferta no acumulable con otras promociones o descuentos





DENTAL ARROYO SELECCION



Tel.: 91 711 45 08



676 17 04 78

info@arroyoselecdent.com

www.arroyoselecdent.com

TECNOLOGÍA PARA RESULTADOS DE ALTA ESTÉTICA

Elóra APS es un composite radiopaco, que reúne una composición monomérica de alto rendimiento y una nueva combinación de cargas, con una amplia distribución de tamaños para un mayor adensamiento, formando la tecnología Optimized Filler Distribution.


4 TIPOS DE CARGA

- Vidrio de Bario;
- Silicato de Zirconio Esférico;
- Sílice Sintética Esférica;
- Sílice Sintética Amorfa.

DISTRIBUIDAS EN

6 DIFERENTES GRANULOMETRÍAS

Promoviendo la optimización de la distribución y adensamiento de las cargas de 0,02 a 0,7 micras en el polímero.



La combinación de

CARGAS POLIGONALES

CARGAS ESFÉRICAS

30%

70%

Resulta en un mejor empaquetamiento y adensamiento, lo que confiere al producto:

OPTIMIZED
FILLER DISTRIBUTION

SILICATO
DE ZIRCONIA
ESFEROIDAL

ALTA CARGA
+
76%

**LAS MEJORES
PROPIEDADES MECÁNICAS
Y ALTO BRILLO.**




POSIBILIDADES RESTAURADORAS

Su presentación es útil para los principales casos del día a día clínico, ofreciendo alta resistencia mecánica para dientes posteriores y cumpliendo con las más altas exigencias estéticas de los dientes anteriores.


Clase I y II



Clase IV



Clase III




Clase V



Clase V
(Cavidad profunda)



Carillas



CUERPO/BODY

TRANS

DENTINA

WE



**DENTAL ARROYO
SELECCION**



Tel.: 91 711 45 08



676 17 04 78

info@arroyoseleccion.com

www.arroyoseleccion.com

15

OPUS BULK FILL



JERINGA 4 gramos

3 COLORES: A1, A2 Y A3

Sistema aps, dura más

10

- Antero-posterior
- Capas de hasta 5 mm
- Gran ahorro de tiempo
- Fácil manejo

Jeringa 4 gr

~~P.V.P. 53,53 €~~

OFERTA 40,15 €



20 cápsulas X 0,2 gr

~~P.V.P. 53,62 €~~

OFERTA 40,21 €



DENTAL ARROYO SELECCION



Tel.: 91 711 45 08



676 17 04 78

info@arroyoseleccion.com

www.arroyoseleccion.com

15

OPUS BULK FILL FLOW



A1, A2 y A3

Jeringa 2 gramos

Sistema aps, dura más



- Acción antigravedad (ideal en superiores)
- Capas de hasta **4 mm**.
- Gran ahorro de tiempo
- Fácil manejo

~~PVP 46,91 €~~

OFERTA 35,19 €





DENTAL ARROYO SELECCDENT



Tel.: 91 711 45 08

676 17 04 78

info@arroyoselecdent.com

www.arroyoselecdent.com

MÉTODO ICON

Tratamiento de resina tegma **infiltrada** para
restauración y **minimamente invasiva**

No reconstruye

En una sesión, sin fresas, sin anestesia y sin dolor

Trietilenglicoldimetacrito



Fluorosis marrón



o blanca



Manchas blancas



Traumatismos



ANTES



DESPUÉS

Hipomineralización incisivo molar

- Cuellos sensibles
- Preserva la estructura dental sana
- En una sola sesión



DENTAL ARROYO SELECDENT



Tel.: 91 711 45 08

676 17 04 78

info@arroyoselecdent.com

www.arroyoselecdent.com

PROTOCOLO ICON



Mancha blanca



Aislamiento



Clorhidrico 15%
2 min, hasta 3 veces



Aplicar etanol



Aplicar RM,
mejora la
penetración
y el resultado



3' antes de
polimerizar

Sin luz del equipo

*Quitar sobrante con gasa o algodón,
pasar hilo dental, polimerizar 40 seg.,
pulir, poner otra capa 1 min.,
polimerizar y pulir*



PULIR



RESULTADO FINAL



DENTAL ARROYO SELECCIDENT




Tel.: 91 711 45 08



676 17 04 78

info@arroyoselecident.com

www.arroyoselecident.com





DENTAL ARROYO SELECDENT



Tel.: 91 711 45 08



676 17 04 78

info@arroyoselecdent.com

www.arroyoselecdent.com



El esmalte es
translúcido y
la luz penetra
a través de él



Si hay lesión
cambia y adopta
un aspecto
blanquecino.



Al infiltrar se rellena
el tejido poroso,
igualando la refracción
y el aspecto
del esmalte sano

*No necesita colores,
resalta el color natural*



Mejor adhesión



Nuevo Icon vestibular DMG220521

Contiene 2 unidades
de tratamiento

- 1x Icon Etch 15% HCl 0,45 ml (ácido clorhídrico)
- 1x Icon Prime 0,45 ml (etanol)
- 1x Icon Infiltrant 0,45 ml
- 6 puntas vestibulares Icon + 1 punta capilar Icon

213 € (12 piezas – 17,75 € pieza)



DENTAL ARROYO SELECCDENT



Tel.: 91 711 45 08



676 17 04 78

info@arroyoselec dent.com

www.arroyoselec dent.com

15

INDICADOR BIOLÓGICO



Caja de 25
ampollas

67,50 €

ROLLOS DE ALGODÓN DEL Nº2

15

- ✓ No se deshilachan ni se deforman
- ✓ No se adhieren a la mucosa
- ✓ Hidrófilo 100%
- ✓ Gran absorción

Bolsa de 300 gramos aprox.
300 unidades

PVP 6,95 €





0



0



Azul y verde	22 €
Otros colores	26 €



DENTAL ARROYO SELECCION



Tel.: 91 711 45 08



676 17 04 78

info@arroyoseleccion.com

www.arroyoseleccion.com

10

ALGINATO KROMOPAN



Con indicador
cromático de fase
violeta - rosa - blanco.

Alta precisión.
Inalterable en 100 horas.

11,60 €

CAJA PARA PRÓTESIS

19 unidades

0,75 € / ud

Oferta 0,55 €/ud

Grande 72 x 82 x 42



10

CAJA PARA PRÓTESIS DE ORTODONCIA

Pequeña
72 x 76 x 29

25 unidades

0,75 € / ud





DENTAL ARROYO SELECCION



Tel.: 91 711 45 08



676 17 04 78


info@arroyoselecdent.com

www.arroyoselecdent.com

AGUJAS OCTOPLUS

Triple bisel con cono de plástico
100 unidades

15



27G Larga 0,4 x 38 mm.



30G XCorta 0,3 x 16 mm.
Intraligamentosa



30G Corta 0,3 x 25 mm.

1 CAJA - 13 €

3 CAJAS - 7,90 € uni.

Surtidas o no



DENTAL ARROYO SELECDENT



Tel.: 91 711 45 08



676 17 04 78

info@arroyoselecdent.com

www.arroyoselecdent.com

15

PRIMMA-ART

Resina bisacrílica

AUTOPOLIMERIZABLE PARA PROVISIONALES

Y SOBRE IMPLANTES DE CORTA O LARGA DURACIÓN

- Más estético, con fácil pulido y alto brillo
- Produce menos calor, disminuyendo la posibilidad de causar sensibilidad
- Cánulas muy cortas que ahorran hasta un 40% de material



Cartucho para pistola universal

1 cartucho 75 g + 10
puntas automezcla

~~PVP 113,48 €~~

OFERTA 87,38 €



1 jeringa automezcla
7 gr + 5 puntas

~~PVP 24,30 €~~

OFERTA 20,65 €

A1-A2-A3-B1-BLEACH



DENTAL ARROYO SELECCION



Tel.: 91 711 45 08

676 17 04 78

info@arroyoseleccion.com

www.arroyoseleccion.com

BIODENTINE XP

**En perforaciones de la pulpa
Especial en Odontopediatría**




Biocompatible, remineraliza y cicatriza



Biodentine

Dentina

**Restauración en
una sola sesión**



Stags minerales dentro de los túbulos

El mejor sustituto de la dentina

Evita segundas visitas con problemas

Se adhiere mejor con humedad (sangre...)

Prevención de fallos clínicos,

puede estar expuesto 6 meses

300 megapascals

Más Info.: <http://arroyoseleccion.com/informacion-producto>

Ver
vídeo



<https://septodont.showpad.com/share/Oz6VWCIFLNE7hiQcC9tWP>



DENTAL ARROYO SELECCIDENT



Tel.: 91 711 45 08




676 17 04 78

info@arroyoselecident.com

www.arroyoselecident.com

10

BIODENTINE XP



10 cápsulas de 0,4 ml

193 € (19,30 € uso)

Referencia: SE64398-2



10 cápsulas de 0,7 ml

226 € (22,60 € uso)

Referencia: SE64398-5



5 cápsulas **99 €**

15 cápsulas **260 €**



730 €

6200 RPM

en forma de 8

Referencia: SE64398-V



Pistola
Aplicadora
Ahorra tiempo

140 €

Referencia: SE64398-P



838€

Referencia: SE64398
(Solo con cápsulas XP)

Costo

20 casos a 41,90 € caso



DENTAL ARROYO SELECCION



Tel.: 91 711 45 08



676 17 04 78

info@arroyoseleccion.com

www.arroyoseleccion.com

LIGADURAS EN BARRAS

15




- ✓ Sin latex, evita alergias
- ✓ Doble apoyo para el dedo permitiendo una mejor manipulación de las mismas
- ✓ 1008 ligaduras

PVP: 18 €

Disponible en:

- PERLA – FUCSIA – ROSA – AMARILLO
- AZUL CLARO – AZUL MARINO
- AZUL OSCURO – VERDE PERLA – PLATA
- ROJO – NEGRO – NARANJA
- NARANJA FLUORES – CENTE – LILA
- GRIS – TRANSPARENTE – TURQUESA



BOND – A – BRAID

15




Alambre trenzado para retenedores linguales



10 varillas de 15 cms

PVP: 59,75 €





DENTAL ARROYO SELECCIDENT



Tel.: 91 711 45 08



676 17 04 78

info@arroyoselecident.com

www.arroyoselecident.com

10

PLANCHAS MOUTHGUARD

Planchas termoplásticas

Blanqueamientos y fluorización

Transparentes **flexibles**



12 unidades

1 mm a 13 €

1,5 mm a 15 €

2 mm a 19 €

PLANCHAS CLEAR

Ortodoncia y férulas de descarga

rígidas



25 unidades

1 mm a 17,80 €

1,5 mm a 24 €

2 mm a 31,50 €

PLANCHAS CLEAR 120 3mm

Blanqueamiento, fluorización,
ortodoncia

azules rígidos



12 unidades

35€

10



DENTAL ARROYO SELECCION



Tel.: 91 711 45 08

WhatsApp 676 17 04 78

info@arroyoselecdent.com

www.arroyoselecdent.com

15

DIAMOND EXCEL ULTRAFINE

Pasta de pulido de diamante
micronizado ultrafino (0,5 micrones)

Brillo excepcional

Solo composites, no
cerámicas

**Puede ser utilizada para todos
los materiales restauradores**

Efecto tixotrópico, buen manejo y
no se va de la zona aplicada



Uso en clínica y
laboratorio protésico

1 jeringa 2 gr y punta

~~38,46 €~~

OFERTA 29,62 €



DENTAL ARROYO SELECCIDENT



Tel.: 91 711 45 08



676 17 04 78

info@arroyoseleccion.com

www.arroyoseleccion.com

CONDAC PORCELANA

Ácido fluorhídrico al 5% o al 10% para grabado
de porcelana

~~PVP 17,97 €~~

Disilicato de litio 20"



Feldespática (1minuto)

OFERTA 13,82 € 1

jeringa con 2,5 ml y
puntas

- ✓ Buena afinidad con agua: fácil retirada
- ✓ Posee color diferenciado: facilita el control de la aplicación
- ✓ Excelente consistencia: fácil aplicación, no escurre del punto de aplicación

SILANO



38 € 2 jeringas 1,2 ml
solución
monocomponente

*Restauraciones indirectas de porcelana antes de la
inserción grabado de porcelana o de antiguas
Restauraciones de composite con macrorrelleno antes de
realizar una adhesión y reparación intraoral.*

No mancha el composite ni la resina de fijación

Mayor fuerza adhesiva



DENTAL ARROYO SELECCION



Tel.: 91 711 45 08



676 17 04 78

info@arroyoselecdent.com

www.arroyoselecdent.com

CEMENTO ORTHOCEM

Tixotrópico



1 jeringa con 4g

~~PVP 56,64 €~~

38,18 €

15



Grabar con
ácido zona de
cementación



Aplicar
el adhesivo



Aplicar
el cemento a la
base del brackets



Fotopolimerización

CEMENTO ORTHO BITE

Resina fotocurable para desoclusión
y cementación de bandas

No requiere
adhesivo,
solo ácido



~~PVP 78,08 €~~

41,97 €

15



DENTAL ARROYO SELECCIDENT



Tel.: 91 711 45 08



676 17 04 78

info@arroyoselecdent.com

www.arroyoselecdent.com

(IA) INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA AL DIAGNÓSTICO EN ODONTOLOGÍA




Diagnocat

Transforme una ortopantomografía o
una periapical en:

2D Con más de 40 problemas detectables


3D con más de 60 problemas detectables




- Analiza y optimiza cada caso antes de intervenir.
- Detecta un 30% más de problemas, que a simple vista.
- Detecta caries interproximales.
- Automatiza la numeración dental.
- Segmentación anatómica automática.
- Trazado del nervio mandibular en segundos.
- Mide pérdida ósea.
- Mide malas panorámicas.

Desde cualquier dispositivo, sin software especializado con
segmentación anatómica y modelación 3D a partir de
CBCT/STL superposición.

PERIODONCIA



ENDODONCIA Y
RESTAURADORA





DENTAL ARROYO SELECCIDENT



Tel.: 91 711 45 08




676 17 04 78

info@arroyoselecdent.com

www.arroyoselecdent.com

(IA) INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA AL DIAGNÓSTICO EN ODONTOLOGÍA

Cirugía guiada



Diseño de ortodoncia



Integración de CBCT y escáner intraoral para reconstruir modelos 3D de alta precisión.

Informes con imágenes
para pacientes

Mejor comunicación y
aceptación de tratamientos



Pida una demostración sin compromiso.
Radiografía panorámica o periapical.
E-mail para enviar resultado

OFERTA DE PRESENTACIÓN
55% DESCUENTO POR
SUSCRIPCIÓN ANUAL