



**DENTAL ARROYO
SELECCIONADO**



Tel.: 91 711 45 08



676 17 04 78

info@arroyoseleccionado.com

www.arroyoseleccionado.com

Ofertas válidas hasta el
30 de junio, salvo
cambios imprevistos del
fabricante o error
tipográfico

Otros productos
consultar

Whatsapp 676 17 04 78

Periodo de devolución
14 días




ST-001-01/2 FG

11,25 €



**SOLUCIÓN
PARA LOS
TORNILLOS
ROTOS**



**Comer pernos metálicos y de
fibra, gates o pesos
partidos dentro del conducto**

**Meter en el implante y después
del contacto, poner en marcha
y dar pequeños toques**



**DENTAL ARROYO
SELECCIONADO**



Tel.: 91 711 45 08



676 17 04 78

info@arroyoseleccionado.com

www.arroyoseleccionado.com

25

FRESA QUIRÚRGICA DIAMANTADA



ZRY-016-SG



**No corte esmalte
con tungsteno**

Diseño quirúrgico diamantado.
Corta esmalte, cortical y hueso.

Ahorra tiempo, problemas y costo – dura más

Fuerza menos la turbina y las cervicales

25,90 €



FRESAS QUIRÚRGICAS


Bisturí cerámico sin sangre



Ensanchar surcos para toma de impresiones sin fluidos




Configurar encía sin hojas de bisturí, colgajos....




Exposición de cavidades cervicales cubiertas



Descubrir implantes sin bisturí circular



Quitar tejido granulado



Descubrir dientes retenidos



REC

72,45 €

**No refrigerar, no clavar más de 3 mm.
No se desgasta**



DENTAL ARROYO SELECCIDENT



Tel.: 91 711 45 08

WhatsApp 676 17 04 78

info@arroyoseleccion.com

www.arroyoseleccion.com

DISCOS DE COLMENA MONTADOS EN CONTRA ÁNGULO

Especial para hueso, técnica khoury, stripping y férulas

REF: 934-190

REF: 934-140



20,50 €
uno



190 mm ← Diámetro → 140 mm
Grosor 0,17 mm



Mayor maniobrabilidad en boca que la pieza de mano


MANDRIL EXTRA LARGO



Cuello más robusto y mejor acceso apical

20,50 €

TUNGSTENO INOXIDABLE




Duran más que el acero

5,80 €

ADAPTADOR DE FRESAS

DE FG PARA PIEZA DE MANO

DE FG PARA CONTRA ÁNGULO




11,25 €





SARRO SUBGINGIVAL

25



1º Eliminar el sarro

MEDIO | Primera fase

FINO | Segunda fase

ULTRA FINO | Acabado

Mínimo caja de 3 iguales

13,50 €/una

IMPLANTOPLÁSTIA

25

FRESA DE TITANIO
LAMINA CRUZADA



PUNTA ACTIVA



2º Quitar espiras

Eliminar las estrías del implante sin dejar rayas
evitando retención de placa y repetición del problema

Corta metal en cualquier posición

9,60 €



FRESAS QUIRÚRGICAS DENTADAS

No vibra, come mejor el hueso



Regularizar cresta ósea



STI 141 AX 023 PM



STI 141 AX 023 CAXL



STI 141 AX 023 CAL

Limpeza alveolar del tejido granulado

20,50 €/u


STI 141 AX 027 – **26 €/u.**

STI 141 AX 031 – **26 €/u.**

STI 141 AX 035 – **30 €/u.**

STI 141 AX 040 – **35 €/u.**

STI 141 AX 050 – **35 €/u.**



Mínimo caja de 3 fresas iguales



Romper cortical dura para colocar implantes
Cubiertas de zirconio, absorbe parte del calor
y duran más




SILVERPLUG (Previene la periimplantitis)

15

Las bacterias entran, proliferan y salen, produciendo mal aliento, mucositis, preimplantitis y pérdida ósea, aunque la cirugía esté bien hecha.



- SilverPlug, polímero flexible con Zeolite de plata, bactericida natural.
- No cae y dura para siempre
- Como elástico, cortable que se adapta a la chimenea, fácil de poner y quitar



Medida



Recorte



Insertión



Oclusión

Más Info: <https://silveraid.it/portfolio-item/silver-plug/>


20 Unidades 176 €
(8,8 € unidad)

Utilizable en
varios casos

10 Unidades 88 €



Hendidura lateral que
facilita la inserción



Longitud 15mm
Diámetros 2 y 3,2 mm



**DENTAL ARROYO
SELECCIONADO**



Tel.: 91 711 45 08



676 17 04 78

info@arroyoseleccionado.com

www.arroyoseleccionado.com

¿Cuánto le cuestan las segundas
visitas con problemas?

Periimplantitis, mucositis, implantes
fallidos, infecciones recurrentes,
dolor postratamiento....


**De media, una clínica que coloque
100 implantes con una incidencia
del 20% de periimplantitis puede
llegar a tener una pérdida de
beneficio de hasta -33.376 €.**

**Prevéngalo,
tenemos soluciones.**



Los antibióticos ingeridos actúan muy poco en la zona afectada produciendo candidiasis, diarreas, alergias, posibles resistencias bacterianas, falta de garantía de que el paciente lo tome correctamente y no afectan a todo tipo de gérmenes.

LA DIFERENCIA ESENCIAL: EL LOCAL ES APLICADO, EL SISTÉMICO INGERIDO Y ABSORBIDO



- Sin alergias ni efectos secundarios nocivos.
- No va al torrente sanguíneo.

	Gram Positive Cocci			Gram Negative Bacilli			Anaerobes
	MRSA	MSSA	Streptococci	E.coli, Klebsiella, Proteus	Pseudomonas	ESCAPPM*	
Penicillin							
Amoxicillin							
Clindamycin							
Metronidazole							
Gentamicin							
Amoxicillin-clavulanate							
GELCIDE ESSENTIAL	Actúa sobre todo el espectro bacteriano						

Más info.: https://arroyoselecdent.com/informacion_producto

87 €

1,3 ml





DENTAL ARROYO SELECCION



Tel.: 91 711 45 08

676 17 04 78


info@arroyoseleccion.com

www.arroyoseleccion.com




**Antiséptico, adhesivo (12-15 días), sin efectos secundarios.
Cicatrizante, antiinflamatorio, analgésico,
desensibilizante dentinario**

SIN alergias - SIN tinciones - SIN candidiasis ni diarreas
Mata incluso anaeróbicos por asfixia.
No depende del mal uso del paciente



Rellena y sella en 1'




Acción continua sólo en la zona



Reduce 90% de la bolsa en 1 aplicación



Extracciones



Alveolitis



Suturas



Sellado de implantes

No irrita, no duele y no deja residuos
Ideal embarazadas

Más info.: https://arroyoseleccion.com/informacion_producto

Gelcide Gel 87 €

1,3 ml



Rf- ITD0211A



POWERBONE PUTTY (Pasta de hueso inyectable)

15



BTCP+dióxido de circonio (antibacteriano), hidrogel y **silicato** que le da una dureza similar al hueso autógeno.




Aplicación rápida y sencilla

Ahorra membrana en muchos casos

Sin mezclas
Ahorra tiempo
Moldeable

- Menor tiempo de silla del paciente.
- Especialmente indicado para alveólos postextracción, defectos periimplantarios y defectos óseos contenidos.



50% crecimiento óseo en 3 meses
Reabsorción total de 6 a 12 meses

PRESENTACIÓN

Más Info.: [Powerbone - Como colocar el Putty \(sobre modelo\)](#)

Ref.: PDP030 Putty 0,3 cc – **66 €**

Ref.: PDP050 Putty 0,5 cc – **82 €**

Ref.: PDP075 Putty 0,75 cc – **105 €**

Ref.: PDP100 Putty 1 cc – **125 €**





POWERBONE GRÁNULOS BIFÁSICOS

15



- Osteoconductivos y osteoinductivos.
- 90% HA 10% B-TCP.
- Estructura similar a la de los minerales presentes en el hueso.



- Composición y estructura porosa, optimizadas para regeneración de hueso nuevo y para preservación de volumen a largo plazo.

- Degradación: - Gránulos de B-TCP, de 6 a 12 meses
- Gránulos de HA, de 12 a 18 meses.

La cinética de la degradación es ajustada

- Respuestas similares en el hueso, promueve el agregamiento y la proliferación.

Usos: reparaciones de defectos óseos, tratamientos periodontales, recubrimiento para implantes metálicos.

Ref.: PGB05001005HA Hueso granulado bifásico 0,5-1 mm 0,5 cc – **44 €**

Ref.: PGB05001010HA Hueso granulado bifásico 0,5-1 mm 1 cc – **71 €**

5 + 1 Gratis



POWERBONE GRANULOS (100%B TCP)




Ref.: PG05001005

- Biocompatible, osteoinductor.
- Estructura similar al hueso.

Partículas
0,5-1mm

1 a 36 €


Presentación 0,5 cc **5 + 1 Gratis**



Consultar otras presentaciones

POWERBONE SCRAPER

- Cortador de acero inoxidable.
- Mezcla los fragmentos óseos directamente con sangre.
- Dispositivo desechable.



1 a 36 €

5 + 1 Gratis



Regeneraciones óseas potenciadas con ácido hialurónico

Acelera la regeneración, minimiza el riesgo de infección, reduce el dolor de cualquier cirugía y aumenta su tasa de éxito con tan solo unas gotas.



15

El complemento ideal para todo procedimiento quirúrgico



Estimula la regeneración desde el primer momento



Favorece una cicatrización más rápida y eficaz



Elimina bacterias residuales y las que ingresen durante la intervención



Reduce la inflamación, y el dolor o trauma postoperatorio

Referencia ITDBOHY



228 € 5 ml

Potencia tus resultados con tan solo dos gotas

Lleva tus cirugías al siguiente nivel con tan solo dos gotas de Bone Hyal, que serán suficientes para mejorar tu tasa de éxito y garantizar una mayor satisfacción del paciente, quien experimentará una recuperación más rápida y cómoda.



BONE HYAL

Acelera la regeneración de todos los tejidos

- Fórmula exclusiva patentada de ácido hialurónico de alta densidad que estimula el crecimiento del tejido óseo y blando.
- Mayor peso molecular, regenerativo, bactericida y antiinflamatorio.
- **Reduce drásticamente los riesgos y tiempo de regeneración.**
- Los estudios demuestran que aumenta el volumen óseo y reduce la reabsorción del material.
- Puede utilizarse varias veces, según el caso.
- 3 ó 4 Gotas son suficientes para mejorar la protección de infecciones.
- Después de abrir, mantener en nevera hasta 5 semanas sin perder eficacia.
- **Resultados visibles en 24 horas.**

Múltiples usos:

Se puede utilizar en todo tipo de regeneraciones, siempre y cuando el producto quede dentro del tejido:

1. **Colocación de implantes**, poniendo 1 gotita en la superficie del implante y otra en el lecho implantario, previniendo infecciones y acelerando la osteointegración.
2. **Tratamientos peri-implantarios**, colocándolo alrededor del implante y mezclando con el biomaterial.
3. **Regeneraciones óseas**, mezclando con los gránulos y colocado en la membrana
4. **Tratamientos gingivales y contra la mucositis.**
5. **Cirugía extractiva**, colocando en el lecho alveolar y en la esponja hemostática.



STYPRO: COAGULACIÓN

15

Colágeno porcino, reabsorbible
que absorbe **50** veces su peso

Post extracciones (no hay que
quitarlo después como una gasa).
Ideal en diabéticos.

Envasado
estéril
individual



30 unidades de 1 cm³

32 €