



**DENTAL ARROYO
SELECCIDENT**



Tel.: 91 711 45 08



676 17 04 78

info@arroyoselecdent.com

www.arroyoselecdent.com

Ofertas válidas hasta el
31 de agosto, salvo
cambios imprevistos del
fabricante o error
tipográfico

Otros productos
consultar

Whatsapp 676 17 04 78

Periodo de devolución
14 días



**DENTAL ARROYO
SELECDENT**



Tel.: 91 711 45 08



676 17 04 78

info@arroyoselecdent.com

www.arroyoselecdent.com

25

**Cemento de resina definitivo
universal**

CRU SELECDENT



AHORA



1 jeringa con 7 gramos más cánulas

**Sin acido – sin adhesivo – sin coronas
altas – sin problemas de humedad –
sin bisfenol (Bis GMA)**

Dual

4 productos en 1

Cementa todos los materiales

Reconstruye muñones

Repara cerámicas

Caries de cuello (evita que “salten”)



DENTAL ARROYO SELECCDENT



Tel.: 91 711 45 08



676 17 04 78

info@arroyoseleccion.com

www.arroyoseleccion.com

CRU SELECCDENT

Cemento de resina definitivo universal
Relleno nano



Jeringa doble de 7gr.

PROBLEMA



Las caries de
cuello "saltan con
facilidad"



SOLUCIÓN

Se adhiere mejor al
cuello, y al composite

Los cementos en polvo y
liquido pueden tener problemas
de dosis y de mezcla



Automezcla perfecta y
rápida

Pérdida de tiempo hasta que
fragua



Fraguado 40 segundos
con luz y 4 minutos sin luz

Con la humedad (barrillo
dentinario) pueden
despegarse



Hidrofílico, si hay
humedad se adhiere mas

Dual, si no llega la luz, fragua solo

Fraguado anaerobico (sin presencia de oxígeno)
no se desperdicia la última capa

Autograbante, sin adhesivo (grabar sólo el esmalte)

Libera fluor
Radiopaco

Sin bisfenol (bis gma)

Ausencia de sensibilidad

INCOMPATIBLE CON LOS PRODUCTOS QUE CONTIENEN BIS GMA



DENTAL ARROYO SELECDENT



Tel.: 91 711 45 08

676 17 04 78

info@arroyoselecdent.com

www.arroyoselecdent.com

No usar adhesivo si hay retención adecuada



Ferulizaciones
Grabar esmalte
no abrasionado

**No secar el diente,
contiene agua natural,
sólo removerla**

**Semipolimerizar uno
o dos segundos el
sobrante y quitar
con instrumento**



Coronas y puentes capa
de 12 micras, no deja
coronas altas



Perno muñón colado



Puentes de maryland



Inlay / onlay



Mantenimiento de espacio



Refuerzo de puentes y prótesis



RECONSTRUCCIÓN DEL MUÑÓN.

**Adhesión
química al
perno, esmalte
y dentina**



**Comportamiento
similar a la
dentina
natural**

Para **todas** las superficies



DENTAL ARROYO SELECCIDENT




Tel.: 91 711 45 08




676 17 04 78

info@arroyoselecdent.com

www.arroyoselecdent.com



Cerámica sobre Circonio



Circonio sobre metal

En circonio y cerámica, microabrasionar o grabar para crear mejor retención mecánica

PROTOCOLO PARA REPARAR CERÁMICA



- 1- Descartar que no sea un problema de oclusión
- 2- Asperizar la superficie para crear retenciones
- 3- Grabar con ácido fluorhídrico
- 4- Aplicar silano
- 5- Aplicar cement URC, al tener 12 micras de grosor, deja más espacio para el opaquer y el composite



DENTAL ARROYO SELECDENT



Tel.: 91 711 45 08



676 17 04 78

info@arroyoselecdent.com

www.arroyoselecdent.com

Si se ha utilizado eugenol, quitar con
ácido antes de poner otro producto

4 productos en 1

Cementar, reconstruir, reparar
cerámica y caries de cuello

CRU SELECDENT



AHORA



1 jeringa con 7 gramos más cánulas

1 a 83€

2 a 79 €

4 a 72 €



DENTAL ARROYO SELECDENT



Tel.: 91 711 45 08



676 17 04 78


info@arroyoselecdent.com

www.arroyoselecdent.com

PERNOS SELECDENT

Fibra de vidrio reforzada con resina

- ✓ Anatómicos modificables **no debilitan la raíz**
- ✓ Longitud adaptable, sin deshilacharse (sólo 4 tamaños)
- ✓ **No se parten** ni rotan
- ✓ Drills anatómicos, utilizables como Gates o Peesos, más robustos y para hueso




Reposiciones:
Caja de 10 pernos

1 caja 49,50€

4 cajas 38,50€ /caja.
surtidos

15,25 € drill



Kit 30 surtidos+3 drills

~~pvp 194€~~

Oferta 164€



Ver video

<https://www.youtube.com/watch?v=szeftT8zDAI>



DENTAL ARROYO SELECCION



Tel.: 91 711 45 08



676 17 04 78

info@arroyoseleccion.com

www.arroyoseleccion.com

25

GLASS LINER

Ionómero fotopolimerizable




Resistencia
(200 mpa.)

Jeringa de 2 ml. con puntas

Caries profundas



Cavidades
irregulares sin
quitar más dentina



Obturación definitiva de
todo tipo de cavidades,
especialmente si están
cerca de pulpa

- **Evita segundas visitas por dolor**
- Rápido: una capa de hasta **5 mm.** y lámpara
- Ahorra ácido y adhesivo
- Mejora el resultado.

1ud. a 35,70 €

2uds. a 32,70€/ud

4 a **30,50 €/ud**



DENTAL ARROYO SELECCDENT



Tel.: 91 711 45 08

676 17 04 78

info@arroyoselecdent.com

www.arroyoselecdent.com

25

MATRICES TORM

Anatómicas

• No deja escalones, como las matrices rectas



Fácil colocación



Punto de contacto



óptimo



Ideal extremos libres



Distal



Mesial

Cómodo, económico, fácil, ahorro de tiempo



Kit intro

12 u. Pequeñas
12 u. Medianas
12 u. Grandes
1 pinza

REF	REPOSICION	PVP €
1003	1 CLIP	15
1311	12 MATRICES PEQ.	19
1312	12 MATRICES MED.	19
1313	12 MATRICES GDE.	19

**72 unidades surtidas
(de 12 en 12)**

Oferta kit 65 €

~~P.V.P 114 €~~

OFERTA 89 €



DENTAL ARROYO SELECCION



Tel.: 91 711 45 08



676 17 04 78

info@arroyoseleccion.com

www.arroyoseleccion.com

DESENSIBILIZANTE KF

Concentración al 0,2 % o al 2%

- Previene la hiperestesia.

- Elimina la sensibilidad previa y durante el blanqueamiento, sin interferir.



- 0,2% Aplicar en casa desde dos semanas antes y durante el blanqueamiento.



- 2% Aplicar en clínica 10 minutos antes del blanqueamiento profesional).
- 5 Minutos de contacto con la boca abierta.
- Hidrata-PH casi neutro.

Doble acción

Desensibilizante (nitrato potásico)

Remineralizante (floruro de sodio)

17,85 € unidad (OFERTA 3+2)

Resultante 10,71 € por caja



DENTAL ARROYO SELECDENT



Tel.: 91 711 45 08

676 17 04 78

info@arroyoselecdent.com

www.arroyoselecdent.com

WHITENESS PERFECT

Peróxido de carbamida al 10 % y 16 % para
blanqueamiento en casa



Sin reservorio.
Muy tixotrópico.
Se aspira mejor.

Kit 5 jeringas (15gr)
2 planchas férulas
+ portaférulas + puntas

69,96 €

1 jeringa 14 €



1 jer. 10,50 €

Jeringa de 3 gramos

Dura entre 12 y 15 días

Hidrata y PH casi neutro

Kit 50 jer.

~~PVP 477,12 €~~

OFERTA 372,15 €

Jeringa 7,44 €





DENTAL ARROYO SELECCION



Tel.: 91 711 45 08



676 17 04 78

info@arroyoseleccion.com

www.arroyoseleccion.com

WHITENESS HP AUTOMIX

35 % peróxido de hidrógeno (uso clínico)



- **Evita la sensibilidad, producida por las lámparas de uso profesional.**

- **Neutraliza la posible quemadura.**

- Dientes más hidratados, PH neutro, no desmineraliza

- **Remineraliza**, reduciendo sensibilidad.

Dos pases de 15 minutos, o tres pases de 8 minutos en una sola sesión, aclarando entre pases.

Kit 5 g de HP AUTOMIX

- 1 jeringa de whiteness hp automix con 5g
- 5 puntas automezcla
- 1 jeringa de top dam con 2g.
- 1 frasco de solución neutralize con 2g (neutralizador de peróxido)



No cambia de color, mejor control

Si se aplica pincelando en lugar de con la punta, pueden salir 4 casos (16 € paciente)

Jeringa 5gr a 87,81 €

**OFERTA
3+1 GRATIS**



DENTAL ARROYO SELECCIDENT



Tel.: 91 711 45 08



676 17 04 78

info@arroyoselecdent.com

www.arroyoselecdent.com

AQUAFLUOR

25

Sellador desensibilizante de uso profesional



59€

10 ml

Barniz-resina de fluoruro de sodio, dihidrofluoruro de bis(hidroxietil)-aminopropil-N-hidroxietil-octadecilamina

- ✓ Evita incrustaciones de restos de café, vino, tabaco,...los blanqueamientos duran más.
- ✓ No amarillea los dientes.
- ✓ Pueden comer a los 15 minutos.
- ✓ Aplicación única. Efecto inmediato y duradero.
- ✓ Se seca con aire.



Caries de
cuello



Cavidades



Tallados

- Prevención de caries en ortodoncia.
- Protección de caries en adultos y niños.



DENTAL ARROYO SELECCION



Tel.: 91 711 45 08



676 17 04 78

info@arroyoseleccion.com

www.arroyoseleccion.com

Whiteness Super-endo




Jeringa 3 gr.

Aclaramiento interno de dientes desvitalizados (uso clínico)

Carbamida al 37%, aplicación directa, sin mezclas, no se pega, fácil retirada, viscosidad cómoda.

Sellar la raíz con cemento y tratar antes del blanqueamiento clásico



Sellar 3 o 4 días
Repetir 2 o 3 veces

PVP 69 €
OFERTA
51,75 €

70 usos



DENTAL ARROYO SELECCION



Tel.: 91 711 45 08

676 17 04 78

info@arroyoseleccion.com

www.arroyoseleccion.com

WHITENESS RM Removedor de manchas “Peeling” dental

Facilita la penetración de otros productos

ICON, remineralización,
adhesivos, flúor, blanqueamientos (aplicar 10 minutos
antes del blanqueamiento en clínica)



Mancha Blanca

Microabrasión en
manchas blancas



Microabrasión
Remineralización

Remineralización



Fluorosis

WHITENESS RM
Ácido clorhídrico al
6% y carburo de
silicio.



Mejor limpieza

~~46,76 €~~

39,75 €



Litio + Ácido clorhídrico al 6%

Ver video



https://www.youtube.com/watch?v=cBIWyT8_RKE



DENTAL ARROYO SELECCIDENT



Tel.: 91 711 45 08



676 17 04 78

info@arroyoselecdent.com

www.arroyoselecdent.com

TOP DAM

Protector gingival

- **Protección de filtraciones** de ácido a través de la junta del dique
- No irrita los tejidos gingivales
- Excelente poder de sellado



Resina fotocurable
que sustituye al dique
de goma



Jeringa de 2 gramos
azul

30,54 € UNIDAD

OFERTA 4+2

(precio resultante 20,36 €)

ABREBOCAS ARCFLEX

Aleja los labios y
lengua y expone
los arcos
dentales de forma
cómoda y segura



OFERTA 12,59 €



- Retractor labial (o abre boca).
- Protección para lengua.
- Descanso de mordida.
- Extremamente cómodo y seguro.
- Autoclavable.

Desmontable para facilitar la desinfección y esterilización

Deformable para disminuir su tamaño



DENTAL ARROYO SELECCION



Tel.: 91 711 45 08



676 17 04 78

info@arroyoseleccion.com

www.arroyoseleccion.com

VITTRA UNIQUE

Composite camaleónico, para todos los colores



Diastema



Cierre




Blanqueamiento

Evita retirar el composite en caso de
blanqueamiento posterior



La canforoquinona
amarillea el
composite



**No cambia el color
de las carillas**

Fluorescencia natural




Con tecnología
aps, más
profundidad sin
amarillear

Jeringa de 4 gr o 20 cápsulas **58,14 €** No bis gma




**50%
DTO.**

**2+2 GRATIS
29 € Resultante**



DENTAL ARROYO SELECCION



Tel.: 91 711 45 08



676 17 04 78

info@arroyoselecdent.com

www.arroyoselecdent.com

15




VITRA UNIQUE FLOW Camaleónico



(Unicromático, menos stock)

- Capas de 2 ml.
- Cuellos, fondos, chimeneas, ataches, niños ...
- Usar antes del blanqueamiento dental

En ataches, se mimetiza con la pieza




Jeringas de 2 gr.
+ 10 puntas


44,14 €

**3 Jeringas +
1 Unique de 2 gr.
GRATIS
Resultante 33,10 €**





DENTAL ARROYO SELECCIDENT



Tel.: 91 711 45 08



676 17 04 78

info@arroyoselecdent.com

www.arroyoselecdent.com




VITTRA FLOW



Jeringa de 2 gr.

- Densidad media, no gotea
- Submicrométrico
- 70% carga inorgánica
- Más estético y mejor pulido
- Sistema APS, color más estable
- Fondos, carillas



- 8 Colores y Opaquer (chimeneas)

OFERTA

Comprando 2 unidades

Cartucho 50 ml. Silic One Clear Body I

GRATIS

44,14 €/u.

6 Cánulas de plástico y 6 metálicas
(reposiciones sueltas)





DENTAL ARROYO SELECCION



Tel.: 91 711 45 08



676 17 04 78

info@arroyoseleccion.com

www.arroyoseleccion.com

ADHESIVO AMBAR APS

15



El único que no amarillea

Ideal con humedad,
próxima a encía y dentina
Para todos los composites



Adhesión más
duradera

No afecta al color del bracket cerámico

**390 gotas 66,22€ + 6 jerin. ácido fosforic. 37 %
gratis**



6 ml



No cambia el color
de las carillas



Sale una gota,
no echa de más





DENTAL ARROYO SELECCDENT



Tel.: 91 711 45 08

676 17 04 78

info@arroyoselec dent.com

www.arroyoselec dent.com

ADHESIVO AMBAR APS UNIVERSAL

Grabado ácido total y
**autograbante en esmalte
y dentina**

El único que no amarillea

Ideal con humedad,
próxima a encía y dentina

Para todos los composites



5 ml



**Sale una gota,
no echa de más**

Adhesión más
duradera



~~PVP 85,99 €~~

OFERTA 66,21 €



**No cambia el color
de las carillas**

Kit

Vittra Unique

+

Ambar Universal

~~126,78 €~~

Oferta 88,94 €




**30%
DTO.**





DENTAL ARROYO SELECDENT



Tel.: 91 711 45 08



676 17 04 78

info@arroyoselecdent.com

www.arroyoselecdent.com



AMBAR APS PLUS UNIVERSAL

Adhesivo más silano



Autograbado, grabado **selectivo** en esmalte
y grabado **total** (esmalte y dentina)



3 ml (250 usos)

Incoloro y no
desperdicia
ni una gota



- Dual, polimeriza con o sin luz (“iniciar” antes)
- **Muy tolerante a la humedad**
- **Adhesión a dentina, metal y circonio**
- Elimina posibles errores por reducción de pasos
- **Reparación de cerámica sin silano**
- Menos tiempo de trabajo

~~PVP 69,54 €~~

OFERTA
53,55 €

Aumenta la resistencia
de la unión

Película adhesiva más
estable





DENTAL ARROYO SELECCION



Tel.: 91 711 45 08



676 17 04 78

info@arroyoseleccion.com

www.arroyoseleccion.com

GEL GRABADOR CONDAC 37

Ácido ortofosfórico al 37%
Densidad adecuada



Bolsa de 3 jeringas de 2,5 ml

3 Jeringas de 2,5 ml

13,11 €

OFERTA 3+1

Resultante 3,28 €/jeringa



DENTAL ARROYO SELECDENT



Tel.: 91 711 45 08



676 17 04 78

info@arroyoselecdent.com

www.arroyoselecdent.com


PEROXILL

Polvo enzimático




1000 gramos


Hace las 3 fases (limpiar, desinfectar y esterilizar) al tiempo, evitando los riesgos de manipulación




Normal



1-Limpiar



2- Desinfectar




3- Esterilizar

LIMPIAR ES LA
FASE MAS
PELIGROSA




NO
DEBE HACERSE
ANTES DE
DESINFECTAR



EVITELO

AUNQUE
TENGA
GUANTES,
CORTES Y
PINCHAZOS
**PUEDEN
CONTAGIARLE**

No fija los restos como los aldehídos



Llega a zonas inaccesibles

Ver video

<https://www.youtube.com/watch?v=OOoaFk6Bb1k&t=27s>



DENTAL ARROYO SELECCION



Tel.: 91 711 45 08

676 17 04 78

info@arroyoseleccion.com

www.arroyoseleccion.com



ENZIMÁTICO

DESINTEGRA SANGRE, DENTINA...

ESTABLE HASTA 48 HORAS

EL CALOR AFECTA AL CORTE DE LOS
INSTRUMENTOS, CON EL RIESGO DE
PARTIRSE Y NO PODRÍA METERSE
MATERIAL TERMOSENSIBLE



En 5 minutos desinfecta y desincrusta
(1 cacito/litro).

En 10 minutos además esteriliza en frío
(2 cacitos/litro).

ESPORICIDA, MICOBACTERICIDA, **VIRUCIDA** (HIV,
HBV, HCV, ADENO VIRUS) BACTERICIDA Y FUNGICIDA

PEROXILL

52 €



DENTAL ARROYO SELECDENT



Tel.: 91 711 45 08



676 17 04 78

info@arroyoselecdent.com

www.arroyoselecdent.com

SILIC • ONE

Máxima precisión

Colores vivos: mayor visibilidad

Mayor estabilidad dimensional

Excelente hidrofilia

Precisión en la reproducción de detalles

NOVEDAD

Muy tixotrópica

SILIC-ONE MARCA A MARCA B MARCA C



Silic One Putty Soft
2x400 g (Ref. 237551)

PVP 79 €

OFERTA 1+1



Silic One Clear
Body I 50 ml (Ref. 237552)

PVP 39,90 €

OFERTA 1+1



Silic One Light Body II
2x50 ml (Ref. 237550)

PVP 58 €

OFERTA 2+2

Precio resultante de las ofertas, por unidad:

39,50 €

19,95 €

29 €


Kit (Ref. 237553)




1 bote de pasta base Putty Soft con 400g +
1 bote de pasta catalizadora Putty Soft con
400g + 2 cartuchos de Light Body con
50ml + 12 puntas mezcladoras + 12 puntas
intraorales + 2 cucharas dosificadoras.

~~PVP 79 €~~

OFERTA 59,88 €



DENTAL ARROYO SELECCION



Tel.: 91 711 45 08



676 17 04 78

info@arroyoseleccion.com

www.arroyoseleccion.com

NUEVO

COMPOSITE ELÓRA (Nanohíbrido)

15

- **4 Cargas:** bario, circonio, silicato esferoidal y silicato poliédrico
- **6** Granulometrías de **0,02 a 0,7 micras**
- Alta carga **76%** antero-posterior
- Fluorescencia natural
- **No se adhiere al instrumento**
- **No amarillea al polimerizar**
- **No se degrada con el tiempo**

Hasta 8' sin polimerizar, más tiempo de trabajo y mejor visión al no tener que quitar la luz.
(Polimerización 10")

TRANS (Incisal y proximales)
WE (Acromático)



BODY (Reproduce esmalte o dentina)
Transparencia media



DENTINA (Menos translucidez).
Poner la primera capa



OFERTA Comprando 4 Jeringas a elegir

Instrumento LM SOLO anterior Dark Diamond GRATIS

ELÓRA APS WE 2g.	39,68 €
ELÓRA APS TRANS. 2g.	39,68 €
ELÓRA APS Dentina 4 gr. DA1, DA3, DB1	51,63 €
ELÓRA APS Body 4 gr. A1, A2, A3, A3,5, B1, BL, XBL	51,63 €
Espátula LM Arte 431.431-433DD ES SOL anterior Dark Diamond	GRATIS





**DENTAL ARROYO
SELECDENT**



Tel.: 91 711 45 08



676 17 04 78

info@arroyoselecdent.com

www.arroyoselecdent.com

15

OPUS BULK FILL



JERINGA 4 gramos

3 COLORES: A1, A2 Y A3

Sistema aps, dura más

10

- Antero-posterior
- Capas de hasta 5 mm
- Gran ahorro de tiempo
- Fácil manejo

Jeringa 4 gr

~~P.V.P. 53,53 €~~

OFERTA 40,15 €



20 cápsulas X 0,2 gr

~~P.V.P. 53,62 €~~

OFERTA 40,21 €



DENTAL ARROYO SELECDENT



Tel.: 91 711 45 08

676 17 04 78

info@arroyoselecdent.com

www.arroyoselecdent.com

15

OPUS BULK FILL FLOW



A1, A2 y A3

Jeringa 2 gramos

Sistema aps, dura más



- Acción antigravedad (ideal en superiores)
- Capas de hasta **4 mm**.
- Gran ahorro de tiempo
- Fácil manejo

~~PVP 46,91 €~~
OFERTA 35,19 €





DENTAL ARROYO SELECCIDENT



Tel.: 91 711 45 08

676 17 04 78

info@arroyoselecident.com

www.arroyoselecident.com

MÉTODO ICON

Tratamiento de resina tegma **infiltrada** para restauración y **minimamente invasiva**

No reconstruye

En una sesión, sin fresas, sin anestesia y sin dolor


Trietilenglicoldimetacrito



Fluorosis marrón



o blanca



Manchas blancas



Traumatismos



ANTES



DESPUÉS

Hipomineralización incisivo molar

- Cuellos sensibles
- Preserva la estructura dental sana
- En una sola sesión



DENTAL ARROYO SELECCION



Tel.: 91 711 45 08

676 17 04 78

info@arroyoseleccion.com

www.arroyoseleccion.com

PROTOCOLO ICON



Mancha blanca



Aislamiento



Clorhidrico 15%
2 min, hasta 3 veces



Aplicar etanol



Aplicar RM,
mejora la
penetración
y el resultado



3' antes de
polimerizar

Sin luz del equipo

*Quitar sobrante con gasa o algodón,
pasar hilo dental, polimerizar 40 seg.,
pulir, poner otra capa 1 min.,
polimerizar y pulir*



PULIR



RESULTADO FINAL



DENTAL ARROYO SELECCIDENT




Tel.: 91 711 45 08



676 17 04 78

info@arroyoselecident.com

www.arroyoselecident.com





DENTAL ARROYO SELECDENT



Tel.: 91 711 45 08



676 17 04 78

info@arroyoselecdent.com

www.arroyoselecdent.com



El esmalte es
translúcido y
la luz penetra
a través de él



Si hay lesión
cambia y adopta
un aspecto
blanquecino.



Al infiltrar se rellena
el tejido poroso,
igualando la refracción
y el aspecto
del esmalte sano

*No necesita colores,
resalta el color natural*



Mejor adhesión



Nuevo Icon vestibular DMG220521

Contiene 2 unidades
de tratamiento

- 1x Icon Etch 15% HCl 0,45 ml (ácido clorhídrico)
- 1x Icon Prime 0,45 ml (etanol)
- 1x Icon Infiltrant 0,45 ml
- 6 puntas vestibulares Icon + 1 punta capilar Icon

221 € (12 piezas – 18,42 € pieza)



DENTAL ARROYO SELECCION



Tel.: 91 711 45 08



676 17 04 78

info@arroyoselecdent.com

www.arroyoselecdent.com

15

INDICADOR BIOLÓGICO



Caja de 25
ampollas

67,50 €

ROLLOS DE ALGODÓN DEL N°2

15

- ✓ **No se deshilachan ni se deforman**
- ✓ No se adhieren a la mucosa
- ✓ Hidrófilo 100%
- ✓ Gran absorción

Bolsa de 300 gramos aprox.
300 unidades

PVP 6,95 €





DENTAL ARROYO SELECCION



Tel.: 91 711 45 08



676 17 04 78

info@arroyoseleccion.com

www.arroyoseleccion.com

EYECTORES

10



- ❖ Transparentes, de 15 cm.
- ❖ Con capuchón atraumático y extraíble
- ❖ **Adaptable, sin efecto memoria**

100 unidades

3,90 €

SERVILLETAS PAPEL / PLÁSTICO

10



- ❖ Gran absorción, evite manchar al paciente
- ❖ Textura gofrada para mejorar la resistencia y la absorción.
- ❖ Medidas: 33 x 45 cm.

500 unidades

Azul y verde **22 €**
Otros colores **26 €**



DENTAL ARROYO SELECCION



Tel.: 91 711 45 08



676 17 04 78


info@arroyoselecdent.com

www.arroyoselecdent.com


AGUJAS OCTOPLUS

Triple bisel con cono de plástico
100 unidades

15



27G Larga 0,4 x 38 mm.



30G X-Corta 0,3 x 16 mm.
Intraligamentosa



30G Corta 0,3 x 25 mm.

1 CAJA - 13 €
3 CAJAS - 9 € uni.
Surtidas o no



DENTAL ARROYO SELECCION



Tel.: 91 711 45 08



676 17 04 78

info@arroyoselecdent.com

www.arroyoselecdent.com

15

PRIMMA-ART

Resina bisacrílica

AUTOPOLIMERIZABLE PARA PROVISIONALES
Y SOBRE IMPLANTES DE CORTA O LARGA DURACIÓN

- Más estético, con fácil pulido y alto brillo
- Produce menos calor, disminuyendo la posibilidad de causar sensibilidad
- Cánulas muy cortas que ahorran hasta un 40% de material



Cartucho para pistola universal

1 cartucho 75 g + 10
puntas automezcla

~~PVP 113,48 €~~

OFERTA 87,38 €



1 jeringa automezcla
7 gr + 5 puntas

~~PVP 24,30 €~~

OFERTA 20,65 €

A1-A2-A3-B1-BLEACH



DENTAL ARROYO SELECCION



Tel.: 91 711 45 08

676 17 04 78

info@arroyoseleccion.com

www.arroyoseleccion.com

BIODENTINE XP

**En perforaciones de la pulpa
Especial en Odontopediatría**



Biocompatible, remineraliza y cicatriza



Biodentine

Dentina

**Restauración en
una sola sesión**



Stags minerales dentro de los túbulos

El mejor sustituto de la dentina

Evita segundas visitas con problemas

Se adhiere mejor con humedad (sangre...)

Prevención de fallos clínicos,

puede estar expuesto 6 meses

300 megapascals

Más Info.: <http://arroyoseleccion.com/informacion-producto>

Ver
vídeo



<https://septodont.showpad.com/share/Oz6VWCIFLNE7hiQcC9tWp>



DENTAL ARROYO SELECCION



Tel.: 91 711 45 08




676 17 04 78

info@arroyoselecdent.com

www.arroyoselecdent.com

10

BIODENTINE XP



10 cápsulas de 0,4 ml

193 € (19,30 € uso)

Referencia: SE64398-2



10 cápsulas de 0,7 ml

226 € (22,60 € uso)

Referencia: SE64398-5



5 cápsulas **99 €**

15 cápsulas **260 €**



730 €

6200 RPM

en forma de 8

Referencia: SE64398-V



Pistola
Aplicadora
Ahorra tiempo

140 €

Referencia: SE64398-P



838€

Referencia: SE64398
(Solo con cápsulas XP)

Costo

20 casos a 41,90 € caso



DENTAL ARROYO SELECDENT



Tel.: 91 711 45 08



676 17 04 78

info@arroyoselec dent.com

www.arroyoselec dent.com

10

PLANCHAS MOUTHGUARD

Planchas termoplásticas

Blanqueamientos y fluorización

Transparentes **flexibles**



12 unidades

1 mm a 13 €

1,5 mm a 15 €

2 mm a 19 €

PLANCHAS CLEAR

Ortodoncia y férulas de descarga

rígidas



25 unidades

1 mm a 17,80 €

1,5 mm a 24 €

2 mm a 31,50 €

PLANCHAS CLEAR 120 3mm

Blanqueamiento, fluorización,
ortodoncia

azules rígidos



12 unidades

35€

10



DENTAL ARROYO SELECCION



Tel.: 91 711 45 08



676 17 04 78

info@arroyoselecdent.com

www.arroyoselecdent.com

DIAMOND EXCEL ULTRAFINE

15

Pasta de pulido de diamante micronizado ultrafino
(0,5 micrones)

Brillo excepcional

Solo composites, no cerámicas

**Puede ser utilizada para todos los
materiales restauradores**

Efecto tixotrópico, buen manejo y
no se va de la zona aplicada

Uso en clínica
y laboratorio protésico

~~38,46 €~~

OFERTA 29,62 €



1 jeringa 2 gr y punta

DISCOS DE FIELTRO

No dañan el
esmalte

Pulido y brillo de composites y cerámica

PVP 40,96 € + 1

**diamond excel 2 gr.
Gratis**



24 discos
(2 tamaños)
+ mandril



DIAMOND EXCEL

(0,4 micrones)

~~17,70 €~~

OFERTA 13,63 €

Solo composites, no
cerámicas





DENTAL ARROYO SELECCION



Tel.: 91 711 45 08



676 17 04 78

info@arroyoseleccion.com

www.arroyoseleccion.com

CONDAC PORCELANA

Ácido fluorhídrico al 5% o al 10% para grabado
de porcelana

~~PVP 17,97 €~~

OFERTA 13,82 €

1 jeringa con 2,5 ml y
puntas

Disilicato de litio 20"



Feldespatita (1minuto)

- ✓ Buena afinidad con agua: fácil retirada
- ✓ Posee color diferenciado: facilita el control de la aplicación
- ✓ Excelente consistencia: fácil aplicación, no escurre del punto de aplicación

SILANO



38 € 2 jeringas 1,2 ml
solución
monocomponente

*Restauraciones indirectas de porcelana antes de la
inserción grabado de porcelana o de antiguas
Restauraciones de composite con macrorrelleno antes de
realizar una adhesión y reparación intraoral.*

No mancha el composite ni la resina de fijación

Mayor fuerza adhesiva



DENTAL ARROYO SELECCION



Tel.: 91 711 45 08




676 17 04 78

info@arroyoselecdent.com

www.arroyoselecdent.com

CEMENTO ORTHOCEM

Tixotrópico



1 jeringa con 4g

~~PVP 56,64 €~~


38,18 €



Grabar con
ácido zona de
cementación



Aplicar
el adhesivo



Aplicar
el cemento a la
base del brackets



Fotopolimerización

CEMENTO ORTHO BITE

Resina fotocurable para desoclusión
y cementación de bandas

No requiere
adhesivo,
solo ácido



~~PVP 78,08 €~~

41,97 €