



Tel.: 91 711 45 08

**DENTAL ARROYO
SELECDENT**

www.arroyoselecdent.com



Ofertas válidas hasta el
31 de mayo, salvo
cambios imprevistos del
fabricante o error
tipográfico

Otros productos
consultar

Whatsapp 676 17 04 78

Periodo de devolución
14 días




BLANQUEAMIENTO

A todos nos gustan los dientes blancos. Si se hace bien, mejora el servicio y aumenta la facturación.

PROBLEMAS

1. Paciente que quiere blanqueamiento, con sensibilidad previa.
2. Los quieren más blancos de como han quedado.
3. Les dura poco el blanqueamiento.



Antes

Despues

SOLUCIONES

1. Tratar previamente y durante el blanqueamiento con Desensident KF sin interferir el blanqueamiento.
2. Decirles que no van a blanquear sino a aclarar, sino siempre estarán insatisfechos. Si los quieren más blancos, carillas.
3. Recomendamos combinar blanqueamiento en casa y terminar con el de clínica. Nada más acabar, hacer el sellado profesional con Aquafluor, evita que entre el tabaco, vino, café... durando más.



DESENSIBILIZANTE KF

Concentración al 0,2 % o al 2%

- Elimina la sensibilidad previa al blanqueamiento, sin interferir.
- Aplicar desde dos semanas antes. Durante y después del blanqueamiento, aplicar 10 minutos antes.
- 5 Minutos de contacto con la boca abierta.

Doble acción

Desensibilizante (nitrato potásico)

Remineralizante (floruro de sodio)

17,01 € unidad (OFERTA 3+2)

10,20 € por caja





WHITENESS PERFECT

Peróxido de carbamida al 10 % y 16 % para
blanqueamiento en casa

Whiteness Perfect

¡En 2024 **no**
podría ser
diferente!

5X
GALARDONADO
MEJOR BLANQUEADOR
CASERO EN EEUU



**Sin reservorio.
Muy tixotrópico.
Se aspira mejor.**

Kit 5 jeringas (15gr)
2 planchas férulas
+ portaférulas + puntas

66,64 €

1 jeringa 13,33 €



+

**3 uds. Desensibilize KF 0,2%
GRATIS**

OFERTA 3 + 1

1 jeringa 10 €

Kit 50



Uso durante la noche
ph neutro evita descalcificaciones

Jeringa de 3 gramos

Dura entre 12 y 15 días



~~PVP 454,39 €~~

OFERTA 362,33 €

Jeringa 7,25€



WHITENESS HP AUTOMIX

35 % peróxido de hidrógeno (uso clínico)



- Evita la sensibilidad, producida por las lámparas de uso profesional.
- Neutraliza la posible quemadura.
- Dientes más hidratados, PH neutro, no desmineraliza
- Remineraliza, reduciendo sensibilidad.

Dos pases de 15 minutos, o tres pases de 8 minutos en una sola sesión, aclarando entre pases.

Kit 5 g de HP AUTOMIX

- 1 jeringa de whiteness hp automix con 5g
- 5 puntas automezcla
- 1 jeringa de top dam con 2g.
- 1 frasco de solución neutralize con 2g (neutralizador de peróxido)



No cambia de color, mejor control

Si se aplica pincelando en lugar de con la punta, pueden salir más casos (15 € paciente)

Jeringa 5gr a 83,63 €
31 € paciente



AQUAFLUOR



**Sellador desensibilizante
de uso profesional**

10 ml

1 a 59€

2 a 52,50€ uni

- ✓ Evita incrustaciones de restos de café, vino, tabaco,...los blanqueamientos duran más.
- ✓ No amarillea los dientes.
- ✓ Pueden comer a los 15 minutos.
- ✓ Efecto inmediato y duradero.
- ✓ Se seca con aire.



Caries de
cuello



Cavidades



Tallados

- **Prevención de caries en ortodoncia.**
- Protección de caries en adultos y niños.

WHITENESS RM

Removedor de manchas
"Peeling" dental

Facilita la penetración de otros productos

ICON, remineralización,
adhesivos, flúor, blanqueamientos (aplicar 10 minutos
antes del blanqueamiento en clínica)



Mancha Blanca

Microabrasión en
manchas blancas



Microabrasión
Remineralización

Remineralización



WHITENESS RM
Ácido clorhídrico al
6% y carburo de
silicio.

Fluorosis



Mejor limpieza

~~44,54 €~~

40,09 €



Litio + Ácido clorhídrico al 6%

Ver video



https://www.youtube.com/watch?v=cBIWyT8_RKE



VITTRA UNIQUE


Composite camaleónico, para todos los colores



Diastema





Cierre



Blanqueamiento

Evita retirar el composite en caso de blanqueamiento posterior

En attaches, se mimetiza con la pieza



No cambia el color
de las carillas
Fluorescencia natural

La canforoquinona
amarillea el composite

No amarillea
al polimerizar

NO BIS GMA

Jeringa de 4 gr o 20 cápsulas **58,14 €**

2+2 GRATIS

29,07 € Resultante

**50%
DTO.**

Kit universal
Vittra Unique

+

Ambar Universal

~~120,74 €~~

Oferta 84.52 €

**30%
DTO.**





ADHESIVO AMBAR APS



6 ml

El único que no amarillea

Ideal con humedad,
próxima a encía y dentina



Adhesión más
duradera

Para todos los composites

No cambia el color
de las carillas

Sale una gota,
no echa de más



No afecta al color del bracket cerámico

390 gotas 59,24€

+ 6 jerin. ácido fosforic. 37 % gratis





ADHESIVO AMBAR APS UNIVERSAL

Grabado ácido total y
**autograbante en esmalte
y dentina**

El único que no amarillea

Ideal con humedad,
próxima a encía y dentina

Para todos los composites



5 ml



**Sale una gota,
no echa de más**

Adhesión más
duradera



~~PVP 81,87 €~~

OFERTA 63,04 €



**No cambia el color
de las carillas**

**Kit universal
Vittra Unique**

+

Ambar Universal

~~120,74 €~~

Oferta 84,52 €





DENTAL ARROYO
SELECCION



Tel.: 91 711 45 08

www.arroyoseleccion.com

COMPOSITE VITTRA

Carillas de composite




Tapa
flit-top



Capas finas de 2 mm
polimerizar 50 seg

Carga submicrométrica de 200 nm
75% de carga inorgánica

Los fotoiniciadores
(canforoquinona)
convencionales
amarillean



No se
pega ni
cuartea

Con tecnología
aps, más
profundidad sin
amarillear



Libre de
Bisfenol A

Pincelable

Tiempo de trabajo de
5 a 7 minutos

Evita
transparencias del
metal

Alto brillo
y
resistencia

Aps sistema de
polimerización
avanzada

No cambia el
color después
de fraguar

**Fluorescencia
natural
NO BIS GMA**



Colores a elegir en la oferta

**Partículas esferoidales de silicato de zirconio
Con mejor relleno, pulido y reflexión de la luz**

Vittra jeringas 2gr

DAO-DA4-DA5-VM-VH-
TRANS-OPL-TRANS,N

~~PVP 37,59 €~~

OFERTA 28,19 €

Vittra jeringa 4 gr

DA1-DA2-DA3- DA3,5- EA1-
EA2-EA3-EB1- EBLEACH

~~PVP 48,46€~~

OFERTA 36,35 €



Vittra ^{APS}
Light-curing premium composite



Cápsulas

20 cápsulas de 0,2 gramos
DA1-DA2-DA3-DA3,5-EA1-EA2-EA3-
EB1-EBLEACH-DAO-DA4-DA5-VM-
VH-TRANS OPL-TRANS N

~~PVP 53,31 €~~

OFERTA 39,99 €

Kit essential

4 gr – DA1 – DA2 – DA3 – EA1 –
EA2 – TRANS N

2 gr – AMBAR APS y CONDAC 37

~~PVP 258,21€~~


OFERTA 206,56 €






PREVDENT DESENSIDENT

Desensibilizante y remineralización



**KIT
28€**



Cavidades



Tallados



Kit inicio paciente

- nanohidroxiapatita suero dental (30ml)
- 4 esponjitas de 1 ml de nanohidroxiapatita

PREVDENT ESPONJITAS HIDROXIAPATITA

Es la versión más pura de hidroxiapatita
permite remineralizar el esmalte dental
a nivel nanoscópico



Aplicar una cada dos días



10 Unidades **35 €**
(3,50 € esponja)

20 Unidades **64 €**
(3,2 € esponja)

50 Unidades **139 €**
(2,78€ esponja)



Hidroxiapatita:
esmalte 97%,
dentina 65%

POST-TRATAMIENTO Y MANTENIMIENTO

Prevdent pasta dental de nanohidroxiapatita



- ✓ Combinación única de nano-hidroxiapatita y xilitol
- ✓ La bacteria responsable de causar caries, no puede digerir el xilitol y muere
- ✓ Dificulta la aparición de placa bacteriana **10,70€**

Este producto no existe ni en farmacias
ni en supermercados, debe
proporcionarlo la clínica



TOP DAM

Protector gingival

- **Protección de filtraciones** de ácido a través de la junta del dique
- No irrita los tejidos gingivales
- Excelente poder de sellado



Resina fotocurable
que sustituye al dique
de goma



Jeringa de 2 gramos
verde-azul

29,07 € UNIDAD
OFERTA 3+1

ABREBOCAS ARCFLEX

Aleja los labios y
lengua y expone
los arcos
dentales de forma
cómoda y segura



OFERTA 11,99 €



- Retractor labial (o abre boca).
- Protección para lengua.
- Descanso de mordida.
- Extremamente confortable y seguro.
- Autoclavable.

Desmontable para facilitar la desinfección y esterilización

Deformable para disminuir su tamaño



PLANCHAS MOUTHGUARD

Planchas termoplásticas

Blanqueamientos y fluorización

Transparentes **flexibles**



12 unidades

1 mm	a	13 €
1,5 mm	a	15 €
2 mm	a	19 €

PLANCHAS CLEAR

Ortodoncia y férulas de descarga

rígidas



25 unidades

1 mm	a	17,80 €
1,5 mm	a	24 €
2 mm	a	31,50 €

PLANCHAS CLEAR 120 3mm

Blanqueamiento, fluorización,
ortodoncia

azules rígidos



12 unidades

35€

MÉTODO ICON

Tratamiento de resina tegma **infiltrada** para restauración y **minimamente invasiva**

No reconstruye

En una sesión, sin fresas, sin anestesia y sin dolor


Trietilenglicoldimetacrito



Fluorosis marrón



o blanca



Manchas blancas



Traumatismos



ANTES



DESPUÉS

Hipomineralización incisivo molar

- Cuellos sensibles
- Preserva la estructura dental sana
- En una sola sesión



PROTOCOLO ICON



Mancha blanca



Aislamiento



Clorhidrico 15%
2 min, hasta 3 veces



SECAR Y VER
Aplicar etanol

Aplicar RM,
mejora la
penetración
y el resultado



3' antes de
polimerizar


Sin luz del equipo
*Quitar sobrante con gasa o algodón,
pasar hilo dental, polimerizar 40 seg.,
pulir, poner otra capa 1 min.,
polimerizar y pulir*



PULIR



RESULTADO FINAL





El esmalte es
translúcido y
la luz penetra
a través de él




Si hay lesión
cambia y adopta
un aspecto
blanquecino.



Al infiltrar se rellena
el tejido poroso,
igualando la refracción
y el aspecto
del esmalte sano

*No necesita colores,
resalta el color natural*



Icon vestibular dmg22034

Contiene 2 unidades
de tratamiento

- 2 jer. de 0,45 ml icon etch
(clohidrico)
- 2 jer. de 0,45 ml
icon-dry (etanol)
- 2 jer. de 0,45 ml
icon-infiltrant
- 12 tips vestibulares
- 2 luer-lock-tips

~~PVP 220€~~


OFERTA 188 €

(24 piezas 7,80 € pieza)



MÉTODO ICON

Tratamiento de resina tegma **infiltrada** para restauración y mínimamente invasiva



Whiteness Rm

Removedor de manchas



~~PVP 265 €~~

OFERTA 233 €

LÁMPARA SMILE WHITE

Pack
Blanqueamiento
746,20€
Lámpara White Smile
2 uds. x 232573C



GRATIS
X2 UDS.



DIAMOND EXCEL



1 jeringa 2 gr

~~16,85 €~~

OFERTA 12,97 €

**Solo composites, no
cerámicas**

Pasta de pulido de diamante micronizado (2 a 4 micras)

Brillo excepcional

Puede ser utilizada para todos los materiales
restauradores

Uso en clínica y laboratorio protésico

DISCOS DE FIELTRO

No dañan el
esmalte

Pulido y brillo de
composites y
cerámica



24 discos
(2 tamaños)
+ mandril

PVP 39 €

**+ Gratis
1 diamond
excell 2 g**





KIT DIAMOND MASTER

Kit de acabado y pulido para todos los materiales restauradores



Contenido del kit:

1 pasta Diamond Excel
36 discos Diamond Pro
(grano variado)

14 discos Diamond Flex
1 mandril para pieza recta
1 mandril para CA

~~100,93 €~~

77,72 €

KIT DIAMOND PRO

Discos para acabado y pre pulido

No dañan el esmalte

56 discos de lija con 4 granulaciones
(2 tamaños)
+ mandril

~~81,18 €~~

OFERTA 61,80 €



DIAMOND EXCEL ULTRAFINE

Pasta de pulido de diamante micronizado ultrafino
(0,5 micrones)

Brillo excepcional

Solo composites, no
cerámicas

**Puede ser utilizada para todos
los materiales restauradores**

Efecto tixotrópico, buen manejo y
no se va de la zona aplicada



Uso en clínica y
laboratorio protésico

1 jeringa 2 gr y punta

~~36,63 €~~

OFERTA 28,20 €